

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/003383

International filing date: 01 March 2005 (01.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-063046
Filing date: 05 March 2004 (05.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 28 April 2005 (28.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

02.3.2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2004年 3月 5日

出願番号
Application Number: 特願2004-063046

パリ条約による外国への出願
に用いる優先権の主張の基礎
となる出願の国コードと出願
番号

The country code and number
of your priority application,
to be used for filing abroad
under the Paris Convention, is


JP 2004-063046

出願人
Applicant(s): 大塚製薬株式会社

2005年 4月14日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川



【書類名】 特許願
【整理番号】 712004JP
【提出日】 平成16年 3月 5日
【あて先】 特許庁長官殿
【国際特許分類】 C12N 15/00
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都港区白金台 4 - 6 - 1 東京大学医科学研究所内
 【氏名】 井ノ上 逸朗
【発明者】
 【住所又は居所】 千葉県千葉市中央区千葉港 7 - 2 ライオンズマンション千葉グ
 ランドタワー 1 1 0 2
 【氏名】 西郷 健一
【特許出願人】
 【識別番号】 000206956
 【氏名又は名称】 大塚製薬株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100065215
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 三枝 英二
 【電話番号】 06-6203-0941
【選任した代理人】
 【識別番号】 100076510
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 掛樋 悠路
【選任した代理人】
 【識別番号】 100086427
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 小原 健志
【選任した代理人】
 【識別番号】 100099988
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 斎藤 健治
【選任した代理人】
 【識別番号】 100105821
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 藤井 淳
【選任した代理人】
 【識別番号】 100099911
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 関 仁士
【選任した代理人】
 【識別番号】 100108084
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 中野 睦子
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 001616
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【包括委任状番号】 0313039

【書類名】 特許請求の範囲**【請求項 1】**

ヒト検体から単離された腫瘍の疑いのある肝臓組織から、組織の腫瘍性を示唆する M L L 4 遺伝子への H B V - D N A の組込みを検出する方法。

【請求項 2】

上記肝臓組織の D N A についてポリメラーゼ連鎖反応 (P C R) を行い、増幅した D N A の塩基配列を決定して、M L L 4 遺伝子中に H B V - D N A が組込まれたことを確認することにより、M L L 4 遺伝子への H B V - D N A の組込みを検出する請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

M L L 4 遺伝子のイントロン 3 中に H B V - D N A の X 遺伝子を含む領域が組込まれたことを確認する請求項 2 に記載の方法。

【請求項 4】

M L L 4 遺伝子のイントロン 3 への H B V - D N A の組込みを検出する請求項 1 に記載の方法。

【請求項 5】

M L L 4 遺伝子のイントロン 3 の 5' 末端から第 1 7 5 1 5 番目から第 1 7 8 1 8 番目の塩基までの領域への H B V - D N A の組込みを検出する請求項 4 に記載の方法。

【請求項 6】

H B V - D N A が H B V の X 遺伝子を含む領域である請求項 1、4 又は 5 に記載の方法。

【請求項 7】

以下の工程を含む方法により、ヒト検体から単離された腫瘍の疑いのある肝臓組織から、組織の腫瘍性を示唆する M L L 4 遺伝子への H B V - D N A の組込みを検出する方法；

- (1) 上記肝臓組織から D N A を抽出する工程、
 - (2) (1) で得られた D N A を鋳型として、M L L 4 遺伝子のイントロン 3 を含む領域に特異的な第 1 のプライマーと H B V の X 遺伝子領域に特異的な第 1 のプライマーとを用いて P C R を行う工程、
- 又はさらに、
- (3) (2) で増幅された D N A を鋳型として、M L L 4 遺伝子のイントロン 3 を含む領域に特異的な第 2 のプライマーと H B V の X 遺伝子領域に特異的な第 2 のプライマーとを用いて P C R を行う工程

【請求項 8】

M L L 4 遺伝子と H B V との融合転写産物を検出することにより、M L L 4 遺伝子への H B V - D N A の組込みを検出する請求項 1 及び 4 ～ 6 のいずれかに記載の方法。

【請求項 9】

M L L 4 遺伝子と H B V の X 領域との融合転写産物を検出する請求項 8 に記載の方法。

【請求項 1 0】

M L L 4 と H B V との融合タンパク質を検出することにより、M L L 4 遺伝子への H B V - D N A の組込みを検出する請求項 1 及び 4 ～ 6 のいずれかに記載の方法。

【請求項 1 1】

M L L 4 と H B V の X 領域との融合タンパク質を検出する請求項 1 0 に記載の方法。

【請求項 1 2】

M L L 4 と H B V の X 領域との融合タンパク質に特異的に結合する抗体又は抗体断片を用いる請求項 1 0 又は 1 1 に記載の方法。

【請求項 1 3】

ヒト検体から単離された腫瘍の疑いのある肝臓組織から、組織の腫瘍性を示唆する、M L L 4 遺伝子の t (1 7 ; 1 9) (p 1 1 . 2 ; q 1 3 . 1) における染色体転座を検出する方法。

【請求項 1 4】

1 7 番染色体と 1 9 番染色体との接合部を含む塩基配列を検出することにより、M L L 4

遺伝子の t (1 7 ; 1 9) (p 1 1 . 2 ; q 1 3 . 1) における染色体転座を検出する請求項 1 3 に記載の方法。

【請求項 1 5】

以下の工程を含む方法により、1 7 番染色体と 1 9 番染色体との接合部を含む塩基配列を検出する請求項 1 4 に記載の方法；

- (1) 上記肝臓組織から DNA を抽出する工程
- (2) 得られた DNA を鋳型として、1 7 番染色体 p 1 1 . 2 を含む領域に特異的な第 1 のプライマーと、1 9 番染色体 q 1 3 . 1 の M L L 4 遺伝子のイントロン 3 を含む領域に特異的な第 1 のプライマーとを用いて P C R を行う工程
- (3) 増幅された DNA を鋳型として、1 7 番染色体 p 1 1 . 2 を含む領域に特異的な第 2 のプライマーと、1 9 番染色体 q 1 3 . 1 の M L L 4 遺伝子のイントロン 3 を含む領域に特異的な第 2 のプライマーとを用いて P C R を行う工程

【請求項 1 6】

M L L 4 遺伝子への H B V - D N A の組込みを検出するためのキット。

【請求項 1 7】

M L L 4 遺伝子のイントロン 3 への H B V - D N A の組込みを検出するためのキット。

【請求項 1 8】

M L L 4 遺伝子のイントロン 3 への H B V の X 領域の組込みを検出するためのキット。

【請求項 1 9】

M L L 4 遺伝子のイントロン 3 を含む領域に特異的なプライマー又はプローブと、H B V の X 領域に特異的なプライマー又はプローブとを備える請求項 1 8 に記載のキット。

【請求項 2 0】

M L L 4 遺伝子と H B V の X 領域との融合転写産物を検出するためのキット。

【請求項 2 1】

M L L 4 と H B V の X 領域との融合タンパク質を検出するためのキット。

【請求項 2 2】

M L L 4 と H B V の X 領域との融合タンパク質に特異的に結合する抗体又は抗体断片を備える請求項 2 1 に記載のキット。

【請求項 2 3】

M L L 4 遺伝子の t (1 7 ; 1 9) (p 1 1 . 2 ; q 1 3 . 1) における染色体転座を検出するためのキット。

【請求項 2 4】

M L L 4 遺伝子のイントロン 3 を含む領域に特異的なプライマー又はプローブと、1 7 番染色体 p 1 1 . 2 を含む領域に特異的なプライマー又はプローブとを備える請求項 2 3 に記載のキット。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 B型肝炎ウイルスによる発癌の検出法

【技術分野】

【0001】

本発明は、慢性肝炎又は肝硬変等の疾患組織から組織の腫瘍性を示唆する、M L L 4 遺伝子のH B V-D N Aの組込みの検出方法及びキット、またはこれらの融合物の検出方法及びキットに関する。さらに本発明は、組織の腫瘍性を示唆する、19番染色体長腕上の遺伝子M L L 4のイントロン3と17番染色体短腕との間の染色体転座の検出方法及びキットに関する。

【背景技術】

【0002】

ヘパドナウイルス科のファミリーであるヒトB型肝炎ウイルス(H B V)は、非常に狭い宿主範囲を呈し、肝実質細胞に対して強い親和性を示す。急性のH B V感染は、時に重大な病気をもたらす、そして、患者の約0.5%は劇症肝炎によって死亡する。一方、慢性の感染症は、例えば慢性肝炎、肝硬変および肝細胞癌のような中等症から重症の肝臓疾患を起こす(Beasley, R.P., et al., Lancet, 2, 1129-1133 (1981); Block, T.M., et al., Oncogene, 22, 5093-5107 (2003))。慢性のH B V感染症をもつ患者の約25%は、最終的に処置不能の肝臓癌に帰結する。

【0003】

H B Vは頻繁にヒト宿主ゲノムの中に組込まれ、それによる挿入突然変異生成は腫瘍形成において重大な役割を果たすと予測される。このため、ウイルスの組込み部位の特定は、癌に関連した遺伝子を特定するための有力なツールを提供することになる(Gozuacik, D., et al., Oncogene, 20, 6233-6240 (2001); Brechot, C., Semin. Cancer Biol., 10, 211-231 (2000))。これを示す事実として以下の事実が挙げられる。

【0004】

例えば、ウッドチャック(Woodchuck)動物モデルにおいて、80%以上の頻度で、ウッドチャック肝臓の腫瘍形成を説明し得るN-m y cファミリー癌遺伝子内又は隣接する領域に、H B Vに関連のあるウッドチャック肝炎ウイルス(W H V)が組込まれている(Hsu, T., et al., Cell, 55, 627-635 (1988); Fourel, G., et al., Nature, 347, 294-298 (1990))。ヒトにおいては、H B V-D N Aの宿主ゲノムへのランダムな組込みが、慢性肝炎組織において知られている(Takada, S., et al., J. Virol., 64, 822-828 (1990))。さらに、約90%のH B s抗原陽性患者由来の肝細胞癌(H C C)組織において、H B V-D N Aのクローナル又はオリゴクローナルな組込みがサザン・ブロッティング解析によって確認されている(Brechot, C., Semin. Cancer Biol., 10, 211-231 (2000))。

【0005】

肝細胞癌は、世界中で最も一般的な腫瘍疾患のひとつである。肝細胞癌の大多数は、ヒトB型肝炎ウイルスまたはヒトC型肝炎ウイルス(H C V)の慢性感染によって生じる。腫瘍関連ウイルスによる腫瘍形成の古典的なメカニズムは、細胞のゲノムの中にウイルスのゲノム組込みを通して、潜在的に癌化を起こし得る細胞遺伝子を活性化させることである。

【0006】

例えば、レチノイン酸受容体 β 及びサイクリンA 2遺伝子の中へのH B Vゲノム組込みが腫瘍形成の原因になっていることが証明されている(Dejean, A., et al., Nature, 322, 70-72 (1986); Wang, J., et al., Nature, 343, 555-557 (1990))。筋小胞体カルシウム-ATPase(S E R C A : sarco/endoplasmic reticulum calcium ATPase)もまたH B Vの組込みの標的であり、融合産物であるH B x / S E R C A 1キメラ蛋白質が、アポトーシスを介して腫瘍形成に関連している可能性が報告されている(Chami, M., et al., Oncogene, 19, 2877-2886 (2000); Minami, M., et al.)。しかし、これらの部位へのH B Vの組込みによる腫瘍形成は、他の肝細胞癌患者からの検体において再現性が得られていない。

【0007】

また、肝細胞癌組織においてHBV-DNAがヒトテロメラーゼ逆転写酵素（hTERT）遺伝子のプロモーター領域の中に選択的に組込まれ、その結果、肝細胞癌のヒトテロメラーゼ逆転写酵素のシス活性化が起こるという複数の報告がある（Ferber, M.J., et al., *Oncogene*, 22, 3813-3820 (2003); Paterlini-Brechot, P., et al., *Oncogene*, 22, 3911-3916 (2003)）。また、癌抑制遺伝子及び癌遺伝子がhTERTによる発癌抑制に関係しているという報告がある（Lin, S.Y., and Elledge, S.J., *Cell*, 113, 881-889 (2003)）。これらの報告から、hTERT遺伝子又はそのプロモーター中へのHBV-DNA組込みが、腫瘍形成に直接的に影響を与え得ると考えられる。

【0008】

ここで、混合性白血病4（MLL4）遺伝子（ATCCアクセッション番号：AD000671）は、ヒトにおけるMLL遺伝子の2番目の相同遺伝子として報告されたものである（Ruault, M., et al., *Gene*, 284, 73-81 (2002)）。なお、MLL4遺伝子は従来MLL2と呼ばれており、この文献にはMLL2と記載されている。このMLL4遺伝子は、TRX/MLL遺伝子ファミリーのメンバーである（FitzGerald, K.T., and Diaz, M.O., *Genomics*, 59, 187-192 (1999)）。MLL4遺伝子は、固形腫瘍において頻繁なゲノム再構成または増幅が報告（非特許文献1、非特許文献2、非特許文献3）されている、染色体19q13.1上に存在しており、成人ヒト組織に遍在的に発現している。HBVに関連した肝細胞癌において、染色体19q13.1の遺伝子の増幅が、比較遺伝子競合法（Comparative genomic hybridization: CGH）によって観察されている（非特許文献4）。また、固形腫瘍において、染色体19q13.1の高頻度のゲノム再配置が報告されている（非特許文献2、非特許文献3、非特許文献5）。

【0009】

またMLL遺伝子は、ヒト白血病と関連して頻繁に染色体転座の標的となる事が知られている（der Poel, S.Z., et al., *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, 88, 10735-10739 (1991); Rowley, J.D., *Annu. Rev. Genet.*, 96, 496-519 (1998); Huntsman, D.G., et al., *Oncogene*, 18, 7975-7984 (1999)）。MLLとMLL4の間には高く保存された領域があるため、類似の可能性をMLL4遺伝子に対しても当てはめることができるが、MLL4遺伝子を含んでいる染色体の領域が白血病における転座に関連してはいるとの報告はなされていない。

【0010】

このように、HBV-DNAがヒト肝細胞の腫瘍形成に関係していると考えられるにもかかわらず、肝臓癌を引き起こすヒト染色体へのHBV-DNAの組込み位置についての情報は少なく、そのため、HBVに起因する肝臓癌を高確率で検出することができない。このことから、HBVに起因する肝臓癌におけるヒト染色体へのHBV-DNAの組込み位置の特定が求められている。

【非特許文献1】 Mitelman, F., et al., *Nat. Genet.*, 15, 417-474 (1997)

【非特許文献2】 Curtis, L.J., et al., *Genomics*, 53, 42-55 (1998)

【非特許文献3】 Ferbus, D., et al., *Int. J. Cancer*, 80, 369-372 (1999)

【非特許文献4】 Marchio, a., et al., *Genes Chromosom. Cancer*, 18, 59-65 (1997)

【非特許文献5】 Urashima, T., et al., *J. Hepatol.*, 26, 771-778 (1997)

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0011】

本発明は、腫瘍の疑いのある肝臓組織におけるMLL4遺伝子へのHBV-DNAの組込み位置及び17番染色体と19番染色体間の転座を特定し、それにより組織の腫瘍性を示唆する一例として肝臓癌を効果的に検出できる方法及びそれに用いるキットを提供することを課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0012】

上記課題を解決するために本発明者らは、腫瘍を示唆する選択的なHBV-DNAの組

込みの新規標的遺伝子を特定することを試みた。さらに、特定遺伝子への組込み又はその結果生じる可能性のある融合物を検出することにより、検体提供患者が当該特定遺伝子の機能異常に関連した肝癌であること又は将来肝癌になる可能性があることを検出する方法論の確立を目的として研究を重ね、以下の知見を得た。

(1) HBs 抗原陽性を呈する 10 名の肝細胞癌患者の肝腫瘍組織から DNA を抽出し、HBV-DNA 特異的なプライマーを用いたアダプターライゲーション/サプレッション PCR 法 (Siebert, P.D., et al., Nucleic Acids Res., 23, 1087-1088 (1995)) を行った。アダプターライゲーション/サプレッション PCR 法は、プライマーに対応する特定塩基配列を、その特定塩基配列が挿入された周辺部位とともに増幅できる方法であり、上記操作により、腫瘍組織から抽出された DNA への HBV-DNA の組込み部位を特定できる。

【0013】

この結果、肝細胞癌 10 検体中 7 検体において HBV-DNA 組込みが検出され、そのうち 4 検体において、MLL4 遺伝子のイントロン 3 への HBV-DNA の組込みが確認された。

【0014】

このことから、MLL4 遺伝子のイントロン 3 への HBV-DNA の組込みを検出することにより、HBV 感染による肝臓癌を検出できると考えられる。

(2) MLL4 遺伝子のイントロン 3 への HBV-DNA の組込みが確認された 4 検体の DNA では、C 末端を除く HBV の X タンパク質のコード領域と HBV のプロモーター領域とが含まれていた。このことから、HBV の X 遺伝子 (HBx) と MLL4 との融合転写産物が存在することが予測される。実際に RT-PCR を行った結果、HBx-DNA の挿入により読み枠がずれて MLL4 遺伝子の途中でストップコドンが生じた融合転写産物と、読み枠がずれておらず MLL4 遺伝子の途中でストップコドンが入らない融合転写産物とが生じていた。

【0015】

このことから、HBx-DNA と MLL4 遺伝子との融合転写産物を検出することにより、HBV 感染による肝臓癌を検出できると考えられる。

(3) HBx-DNA の MLL4 のイントロン 3 への組込みが確認された 4 検体について、肝腫瘍組織及びそれに隣接する非腫瘍組織から全タンパク質を調製し、抗 HBx モノクローナル抗体を用いたウェスタンブロッティング及び免疫沈降産物の検出を行った。この結果、腫瘍組織で見られ非腫瘍組織には見られないバンド又は免疫沈降産物が検出された。

【0016】

このことから、抗 HBx モノクローナル抗体又は MLL4 のイントロン 3 と HBV の X の各領域との融合タンパク質に対するモノクローナル抗体を用いたウェスタンブロッティング又は免疫沈降反応等を用いて、HBV-MLL4 の融合タンパク質を検出することにより、HBV 感染による肝臓癌を検出できると考えられる。

【0017】

(4) HBs 抗原陽性 10 検体を含む、抗 HBc 抗体陽性を呈する肝細胞癌組織検体の 26 検体について、MLL4 のイントロン 3 (19 番染色体長腕) に対応するプライマーと 17 番染色体短腕に対応するプライマーとを用いた PCR を行うことにより、22 検体から、MLL4 のイントロン 3 (19 番染色体長腕) と 17 番染色体短腕との間の染色体転座が検出された。

【0018】

このことから、PCR で、MLL4 のイントロン 3 (19 番染色体長腕) と 17 番染色体短腕との間の染色体転座を検出することにより、HBV 感染による肝臓癌を高確率で検出できると考えられる。

(5) これらの結果は、MLL4 のイントロン 3 が発癌に関連した HBV の組込みに対する選択的な標的のうちの 1 つであることを強く示唆している。また、この領域での染色体

の再構成が肝臓の腫瘍形成と病因学な関連がある可能性もある。
本発明は上記知見に基づき完成されたものであり、以下の検出方法及び検出用キットを提供する。

【 0 0 1 9 】

項 1. ヒト検体から単離された腫瘍の疑いのある肝臓組織から、組織の腫瘍性を示唆する M L L 4 遺伝子への H B V - D N A の組込みを検出する方法。

【 0 0 2 0 】

項 2. 上記肝臓組織の D N A についてポリメラーゼ連鎖反応 (P C R) を行い、増幅した D N A の塩基配列を決定して、M L L 4 遺伝子中に H B V - D N A が組込まれたことを確認することにより、M L L 4 遺伝子への H B V - D N A の組込みを検出する項 1 に記載の方法。

【 0 0 2 1 】

項 3. M L L 4 遺伝子のイントロン 3 中に H B V - D N A の X 遺伝子を含む領域が組込まれたことを確認する項 2 に記載の方法。

【 0 0 2 2 】

項 4. M L L 4 遺伝子のイントロン 3 への H B V - D N A の組込みを検出する項 1 に記載の方法。

【 0 0 2 3 】

項 5. M L L 4 遺伝子のイントロン 3 の 5' 末端から第 1 7 5 1 5 番目から第 1 7 8 1 8 番目の塩基までの領域への H B V - D N A の組込みを検出する項 4 に記載の方法。

【 0 0 2 4 】

項 6. H B V - D N A が H B V の X 遺伝子を含む領域である項 1、4 又は 5 に記載の方法。

【 0 0 2 5 】

項 7. 以下の工程を含む方法により、ヒト検体から単離された腫瘍の疑いのある肝臓組織から、組織の腫瘍性を示唆する M L L 4 遺伝子への H B V - D N A の組込みを検出する方法；

(1) 上記肝臓組織から D N A を抽出する工程、

(2) (1) で得られた D N A を鋳型として、M L L 4 遺伝子のイントロン 3 を含む領域に特異的な第 1 のプライマーと H B V の X 遺伝子領域に特異的な第 1 のプライマーとを用いて P C R を行う工程、

又はさらに、

(3) (2) で増幅された D N A を鋳型として、M L L 4 遺伝子のイントロン 3 を含む領域に特異的な第 2 のプライマーと H B V の X 遺伝子領域に特異的な第 2 のプライマーとを用いて P C R を行う工程

項 8. M L L 4 遺伝子と H B V との融合転写産物を検出することにより、M L L 4 遺伝子への H B V - D N A の組込みを検出する項 1 及び 4 ～ 6 のいずれかに記載の方法。

【 0 0 2 6 】

項 9. M L L 4 遺伝子と H B V の X 領域との融合転写産物を検出する項 8 に記載の方法。

【 0 0 2 7 】

項 1 0. M L L 4 と H B V との融合タンパク質を検出することにより、M L L 4 遺伝子への H B V - D N A の組込みを検出する項 1 及び 4 ～ 6 のいずれかに記載の方法。

【 0 0 2 8 】

項 1 1. M L L 4 と H B V の X 領域との融合タンパク質を検出する項 1 0 に記載の方法。

【 0 0 2 9 】

項 1 2. M L L 4 と H B V の X 領域との融合タンパク質に特異的に結合する抗体又は抗体断片を用いる項 1 0 又は 1 1 に記載の方法。

【 0 0 3 0 】

項 1 3. ヒト検体から単離された腫瘍の疑いのある肝臓組織から、組織の腫瘍性を示唆する、M L L 4 遺伝子の t (1 7 ; 1 9) (p 1 1 . 2 ; q 1 3 . 1) における染色体転座を検出する方法。

【 0 0 3 1 】

項 1 4. 1 7 番染色体と 1 9 番染色体との接合部を含む塩基配列を検出することにより、M L L 4 遺伝子の t (1 7 ; 1 9) (p 1 1 . 2 ; q 1 3 . 1) における染色体転座を検出する項 1 3 に記載の方法。

【 0 0 3 2 】

項 1 5. 以下の工程を含む方法により、1 7 番染色体と 1 9 番染色体との接合部を含む塩基配列を検出する項 1 4 に記載の方法；

- (1) 上記肝臓組織から DNA を抽出する工程
- (2) 得られた DNA を鋳型として、1 7 番染色体 p 1 1 . 2 を含む領域に特異的な第 1 のプライマーと、1 9 番染色体 q 1 3 . 1 の M L L 4 遺伝子のイントロン 3 を含む領域に特異的な第 1 のプライマーとを用いて P C R を行う工程
- (3) 増幅された DNA を鋳型として、1 7 番染色体 p 1 1 . 2 を含む領域に特異的な第 2 のプライマーと、1 9 番染色体 q 1 3 . 1 の M L L 4 遺伝子のイントロン 3 を含む領域に特異的な第 2 のプライマーとを用いて P C R を行う工程

項 1 6. M L L 4 遺伝子への H B V - D N A の組込みを検出するためのキット。

【 0 0 3 3 】

項 1 7. M L L 4 遺伝子のイントロン 3 への H B V - D N A の組込みを検出するためのキット。

【 0 0 3 4 】

項 1 8. M L L 4 遺伝子のイントロン 3 への H B V の X 領域の組込みを検出するためのキット。

【 0 0 3 5 】

項 1 9. M L L 4 遺伝子のイントロン 3 を含む領域に特異的なプライマー又はプローブと、H B V の X 領域に特異的なプライマー又はプローブとを備える項 1 8 に記載のキット。

【 0 0 3 6 】

項 2 0. M L L 4 遺伝子と H B V の X 領域との融合転写産物を検出するためのキット。

【 0 0 3 7 】

項 2 1. M L L 4 と H B V の X 領域との融合タンパク質を検出するためのキット。

【 0 0 3 8 】

項 2 2. M L L 4 と H B V の X 領域との融合タンパク質に特異的に結合する抗体又は抗体断片を備える項 2 1 に記載のキット。

【 0 0 3 9 】

項 2 3. M L L 4 遺伝子の t (1 7 ; 1 9) (p 1 1 . 2 ; q 1 3 . 1) における染色体転座を検出するためのキット。

【 0 0 4 0 】

項 2 4. M L L 4 遺伝子のイントロン 3 を含む領域に特異的なプライマー又はプローブと、1 7 番染色体 p 1 1 . 2 を含む領域に特異的なプライマー又はプローブとを備える項 2 3 に記載のキット。

項 2 5. M L L 4 遺伝子のイントロン 3 を含む領域に特異的なプライマーとして配列番号：1 2 で示されるプライマーを用い、H B V の X 遺伝子領域に特異的なプライマーとして配列番号：4 で示されるプライマーを用いる項 7 に記載の方法。

【 0 0 4 1 】

項 2 6. M L L 4 遺伝子のイントロン 3 を含む領域に特異的な第 1 のプライマーとして配列番号：8 で示されるプライマーを用い、H B V の X 遺伝子領域に特異的な第 1 のプライマーとして配列番号：1 4 で示されるプライマーを用い、M L L 4 遺伝子のイントロン

3 を含む領域に特異的な第 2 のプライマーとして配列番号： 9 で示されるプライマーを用い、HBV の X 遺伝子領域に特異的な第 2 のプライマーとして配列番号： 1 4 で示されるプライマーを用いる項 7 に記載の方法。

【 0 0 4 2 】

項 2 7. 1 7 番染色体 p 1 1. 2 を含む領域に特異的な第 1 のプライマーとして配列番号： 2 0 で示されるプライマーを用い、1 9 番染色体 q 1 3. 1 の M L L 4 遺伝子のイントロン 3 を含む領域に特異的な第 1 のプライマーとして配列番号： 8 で示されるプライマーを用い、1 7 番染色体 p 1 1. 2 を含む領域に特異的な第 2 のプライマーとして配列番号： 2 1 で示されるプライマーを用い、1 9 番染色体 q 1 3. 1 の M L L 4 遺伝子のイントロン 3 を含む領域に特異的な第 2 のプライマーとして配列番号： 9 で示されるプライマーを用いる項 1 5 に記載の方法。

【発明の効果】

【 0 0 4 3 】

本発明方法及びキットによれば、肝臓癌の疑いがあるヒト、特に、HBV に感染、又は／及び慢性肝炎や肝硬変などのヒトから採取された肝臓組織の DNA について、M L L 4 遺伝子への HBV - DNA の組込みを P C R 法で検出することができ、これにより、肝細胞組織の腫瘍性変化の示唆に基づきその有無を検出することができる。

【 0 0 4 4 】

また本発明方法及びキットによれば、上記 DNA について、M L L 4 遺伝子に HBV - DNA が組込まれた融合物、より詳しくは、M L L 4 遺伝子に HBV の X 遺伝子領域を含む DNA が組込まれた融合物、融合転写産物又は融合タンパク質を検出することができ、これにより腫瘍化に関する遺伝子診断を行うことができる。また、これらの融合産物は、慢性肝炎・肝硬変などの肝臓疾患患者における遺伝子の組込みと癌化との関連についての研究に利用できる。

【 0 0 4 5 】

さらに本発明方法及びキットによれば、上記の DNA について、M L L 4 遺伝子の t (1 7 ; 1 9) (p 1 1. 2 ; q 1 3. 1) における染色体転座を検出することができ、これにより腫瘍化に関する遺伝子診断を行える。また、本発明方法及びキットは、遺伝子再構成関連遺伝子の機能と細胞の癌化、特に肝細胞の癌化との係わりについての研究に利用できる。

【 0 0 4 6 】

以上より、本発明方法及びキットは、ヒト慢性肝炎・肝硬変患者、或いはアルコール性肝障害、ウィルソン病のような代謝性疾患に基づく肝障害患者、ヘモクロマトーシス、アフマトキシンのような化学物質暴露による肝障害患者、自己免疫性肝炎などに罹っている患者などの疾患における肝臓組織の腫瘍性の発症機序の解明、特に肝細胞癌の発症機序の解明、組織の腫瘍性の把握、診断および予防に有用な情報及び手段を与えることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【 0 0 4 7 】

以下、本発明を詳細に説明する。

本発明は、M L L 4 遺伝子の特定領域への HBV - DNA の組込み、特に M L L 4 遺伝子への HBV の X 遺伝子領域の組込みと慢性肝炎又は肝硬変の病歴を有する肝細胞癌患者の組織の腫瘍性の示唆とが関連しているという事実、1 9 番染色体上にある M L L 4 遺伝子と 1 7 番染色体の転座と慢性肝炎又は肝硬変の病歴を有する肝細胞癌患者の組織の腫瘍性の示唆とが関連しているという事実、さらにこれらの事実に基づく、M L L 4 遺伝子の特定位置における DNA の組込み又は遺伝子の転座を検出することにより肝細胞癌などの発症リスクを判定（予測診断）できるという事実の発見に基づいて完成されている。

【 0 0 4 8 】

本明細書におけるアミノ酸、ペプチド、塩基配列、核酸等の略号による表示は、I U P A C - I U B の規定 [IUPAC-IUB Communication on Biological Nomenclature, Eur. J. B

iochem., 138: 9 (1984)]、「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」(特許庁編)及び当該分野における慣用記号に従う。

(I) M L L 4 遺伝子への H B V - D N A の組込みの検出方法

本発明の第 1 の検出方法は、ヒト検体から単離された腫瘍の疑いのある肝臓組織から、組織の腫瘍性を示唆する M L L 4 遺伝子への H B V - D N A の組込みを検出する方法である。

対象

本発明の第 1 の検査方法の対象となるヒトは、特に限定されず、健常人又は肝疾患などの疾患に罹っているヒトのいずれであってもよい。中でも肝細胞癌に進行しやすい疾患である慢性肝炎、肝硬変、アルコール性肝障害、ウィルソン病のような代謝性疾患に基づく肝障害、ヘモクロマトーシス、アフラトキシンのような化学物質暴露による肝障害、自己免疫性肝炎などに罹っているヒトが好適な対象である。また、肝臓癌に罹っているヒトについて本発明の検査方法を行うことにより、H B V 感染による肝臓癌であることを確認することもできる。

M L L 4 遺伝子

本明細書中に示されるヒト M L L 4 遺伝子のゲノム配列は、ヒューマン・ゲノム・センター(Human Genome Center)のラメルジン(Lamerdin, J.E.)らによってGenBankアクセッション番号: A D 000671として報告された全長46,251塩基長(bp)の遺伝子のゲノム配列に従う。配列番号: 1 に、全長46,251塩基長(bp)のヒト M L L 4 遺伝子(A D 000671)の第15295~17983番目の塩基の領域で示されるエクソン 3 からエクソン 4 の塩基の配列を示す。

【0049】

M L L 4 のゲノム配列から推定される遺伝子は、37個のエクソンからなり(FitzGerald, K.T., and Diaz, M.O., Genomics, 59, 187-192(1999))、それらの間にイントロンが存在する。また M L L 4 のゲノム配列から推定される遺伝子は、固形腫瘍において頻繁な再配置または増幅が報告されている 19 番染色体長腕 13.1 (19 q 13.1) 上に局在しており、多くの染色体転座と白血病とに関連している M L L 遺伝子類似の T R X / M L L 遺伝子ファミリーのヒトメンバーである。

【0050】

図 2 (b)、図 3 (c)、図 4 (b) 及び図 6 中には、M L L 4 のイントロン 3 / エクソン 4 領域を含む配列が示されており、図 6 中には 19 番染色体上の M L L 4 遺伝子の D N A 配列と 17 番染色体との相互転座が D N A 配列の挿入図として示されている。

H B V - D N A

本明細書中に示されるヒト B 型肝炎ウイルス(H B V)のゲノム配列は、自治医科大学のオカモトらによって報告されたGenBankアクセッション番号: A B 033550として報告された全長3,215塩基長(bp)の遺伝子の塩基配列に従う。

【0051】

また、本発明において、M L L 4 遺伝子への組込みが確認された H B V - D N A の領域である X 遺伝子領域は、前記GenBankアクセッション番号: A B 033550の塩基番号1374-1838で示される465塩基長(bp)の領域である(配列番号: 2)。この遺伝子領域は、155個のアミノ酸配列長からなるタンパク質をコードする。第 3 図 a には、H B V の環状ゲノムが直線状にして示されている。

M L L 4 遺伝子への H B V - D N A の組込み

第 3 図 b には、本発明の実施例において H B V - D N A の組込みが検出された 4 つの検体(H C C 0 0 2 (1051-1762)、H C C 1 3 1 (1824-1826)、H C C 1 4 3 (2974-1794)、H C C 1 4 6 (-1807: 片側未確定)の染色体 D N A に組込まれた H B V ゲノムが示されている。H B V の組込みが確認された上記 4 検体においては、H C C 1 3 1 でのみ H B V の全長が組込まれており、また 4 検体ともに X 遺伝子のプロモーター領域及び C 末端部分を除くコード領域が組込まれていた。

【0052】

従って、本発明方法においては、H B V - D N A のいずれかの部分の M L L 4 遺伝子へ

の組込みを検出すればよく、中でもHBVのX遺伝子のプロモーター領域及びコード領域のいずれかの部分のMLL4遺伝子への組込みを検出することにより、一層高確率で肝臓癌など肝臓組織の腫瘍性についての検査を行うことができる。

【0053】

また第3図cに示されるように、上記4検体のMLL4遺伝子中のHBV-DNAが組込まれた位置は、全てイントロン3内であった。より詳しくは、検体番号HCC146はMLL4遺伝子の5'末端側から数えて17515番目の位置、HCC002はMLL4遺伝子の5'末端側から数えて17543番目の位置、HCC131はMLL4遺伝子の5'末端側から数えて17753番目の位置、HCC143はMLL4遺伝子の5'末端側から数えて17818番目の位置にHBV-DNAが組込まれていた。

【0054】

従って、本発明方法においては、MLL4遺伝子のイントロン3におけるHBV-DNAの組込みを検出することにより高確率で肝細胞癌を検査できる。中でも、MLL4遺伝子の5'末端側から17515～17818番目の領域へのHBV-DNAの組込みを検出することにより、一層高確率で肝臓癌など肝臓組織の腫瘍性について検査できる。

DNAの調製

ヒト検体からのDNAの抽出は、検査対象となるヒトから単離された腫瘍の疑いのある肝臓組織からDNAを調製する。

【0055】

本発明において遺伝子は、2本鎖DNAのみならず、それを構成するセンス鎖およびアンチセンス鎖といった各1本鎖DNAを包含し、またその長さは何ら制限されない。従って、本発明の遺伝子(DNA)には、特に言及しない限り、ヒトゲノムDNAを含む2本鎖DNA、cDNAを含む1本鎖DNA(センス鎖)、該センス鎖と相補的な配列を有する1本鎖DNA(アンチセンス鎖)、及びそれらの断片のいずれもが含まれる。本発明において遺伝子(DNA)とは、調節領域、コード領域、エクソン、イントロンを含む。ポリヌクレオチドとしては、RNA及びDNAを例示できる。DNAは、cDNA、ゲノムDNA、及び合成DNAを含み、特定アミノ酸配列を有するポリペプチドは、その断片、同族体、誘導体、及び変異体を含む。

【0056】

本発明の検査方法に用いられる遺伝子は、本発明により開示された遺伝子の具体例についての配列情報に基づいて、一般的遺伝子工学的手法により容易に製造・取得することができる〔Molecular Cloning 2d Ed, Cold Spring Harbor Lab. Press (1989)；続生化学実験講座「遺伝子研究法I、II、III」、日本生化学会編(1986)など参照〕。

【0057】

具体的には、遺伝子が発現される適当な起源、本発明においては肝細胞癌に進行し易い疾患である慢性肝炎・肝硬変、アルコール性肝障害、ウィルソン病のような代謝性疾患に基づく肝障害、ヘモクロマトーシス、アフラトキシンのような化学物質暴露による肝障害、自己免疫性肝炎などに罹っている患者から得られる遺伝子を例示できる。好ましくはヒト慢性肝炎患者、肝硬変患者、肝細胞癌患者からのヒト組織から、単離されるDNAを調製すればよい。

【0058】

検体として、上記起源材料は、ヒト患者由来のDNAまたはゲノムDNAであるのが好ましい。これら起源材料からのRNAの分離、mRNAの分離や精製、cDNAの取得とそのクローニングなどはいずれも常法に従って実施することができる。

【0059】

遺伝子を単離されたDNAや遺伝子の発現産物からスクリーニングする方法も、特に制限されず、例えば、遺伝子に特有の適当なプローブや抗体を用いて所望クローンを選択することにより、目的遺伝子を取得できる〔Proc. Natl. Acad. Sci., USA., 78, 6613 (1981)；Science, 222, 778 (1983)など〕。

【0060】

具体的には、例えば cDNA によって産生される蛋白質に対して、該蛋白質の特異抗体を使用した免疫的スクリーニングにより対応する cDNA クローンを選択する方法、目的の DNA 配列に選択的に結合するプローブを用いたプライクハイブリダイゼーション、コロニーハイブリダイゼーションやこれらの組合せなどを例示できる。

【0061】

起源材料からの MLL 4 に HBV-DNA が組込まれた DNA の抽出は、上記方法のほか、アダプターライゲーション／サプレッション-PCR 法により行うことができる。即ち、起源材料からゲノム DNA を抽出した後、ゲノム DNA を制限酵素で消化し、平滑末端とした後、アダプター配列を該ゲノム DNA 断片に連結させ、HBV 配列に対して特異的プライマーとアダプター特異的プライマーとを加えて、1 次 PCR 反応を行い、目的ゲノム DNA 断片を増幅することができる (Siebert, P.D., et al., Nucleic Acids Res., 23, 1087-1088 (1995))。該ゲノム DNA は、Genomewalker kit: クローンテック (Clontech) 社製を用いて取得できる。

【0062】

抽出した遺伝子は、遺伝子増幅法によって増幅させることができる。この増幅によれば、本発明検出方法における検出をより容易に且つ精度の高いものとすることができる。

【0063】

遺伝子増幅法の例としては、PCR 法 [Science, 230, 1350 (1985)] による DNA/RNA 増幅法が好適に利用できる。殊に、組織またはライブラリーから全長の cDNA が得られ難いような場合には、RACE 法 [Rapid amplification of cDNA ends; 実験医学、12(6), 35 (1994)]、特に 5'-RACE 法 [M.A. Frohman, et al., Proc. Natl. acad. Sci., USA., 8, 8998 (1988)] などの採用が好適である。

【0064】

PCR 法などで増幅させた遺伝子断片の単離精製は、常法、例えばゲル電気泳動法、カラム等により行うことができる。増幅産物の確認は例えばマススペクトル法等で行える。これらの方法により増幅させた遺伝子は、その増幅物の特性に応じて、本発明に係る MLL 4 遺伝子への HBV-DNA 遺伝子の組込みが存在するか否か、組込まれた融合物の DNA 配列の決定、その mRNA の量について分析できるかの検出に供される。

PCR による組込みの検出

MLL 4 遺伝子のイントロン 3 への HBV の X 遺伝子の組込みを検出できる方法として、MLL 4 遺伝子のイントロン 3 に HBV の X 遺伝子が組込まれた特定配列部分を特異的に検出するためのプライマーセットを用いた PCR を挙げることができる。

【0065】

具体的には、ヒト検体から単離された腫瘍の疑いのある肝臓組織から、組織の腫瘍性を示唆する MLL 4 遺伝子への HBV-DNA の組込みを検出する方法の代表例として、以下の工程を含む方法が挙げられる。

- (1) 上記肝臓組織から DNA を抽出する工程、
 - (2) (1) で得られた DNA を鋳型として、MLL 4 遺伝子のイントロン 3 を含む領域に特異的な第 1 のプライマーと HBV の X 遺伝子領域に特異的な第 1 のプライマーとを用いて PCR を行う工程、
- 又はさらに、
- (3) (2) で増幅された DNA を鋳型として、MLL 4 遺伝子のイントロン 3 を含む領域に特異的な第 2 のプライマーと HBV の X 遺伝子領域に特異的な第 2 のプライマーとを用いて PCR を行う工程を含む方法。

【0066】

スクリーニング用プライマーとしては、MLL 4 遺伝子又は HBV-DNA 遺伝子に関する情報をもとにして化学合成された DNA などが一般的に使用できるが、既に取得された融合又は接合した遺伝子やその断片も良好に利用できる。また、遺伝子の塩基配列情報に基づき設定した遺伝子特異的フォワード・プライマー、リバース・プライマーをスクリーニング用プライマーとして用いることができる。

【0067】

このようなプライマーセットを用いたPCRとして、代表的には、MLL4遺伝子のイントロン3を含む領域に特異的なプライマーと、HBVのX遺伝子に特異的なプライマーとを用いたPCRを挙げることができる。

【0068】

また、検出できる程度に増幅産物が得られない場合は、上記PCRの増幅産物を鋳型として、MLL4遺伝子のイントロン3を含む領域に特異的なプライマーと、HBVのX遺伝子に特異的なプライマーとを用いた2次PCRを行うことにより検出感度を向上させることができる。

【0069】

これらの領域に特異的なプライマー（フォワード・プライマー及びリバース・プライマー）の配列は、MLL4遺伝子及びHBV-DNAの塩基配列に基づき、常法に従い適宜設計することができる。プライマーの長さは、特に限定されないが、通常10ヌクレオチド以上、好ましくは10～50ヌクレオチド程度、より好ましくは10～35ヌクレオチド程度、さらにより好ましくは15～35ヌクレオチド程度とすればよい。

【0070】

具体的には、MLL4については、MLL4のイントロン3の10～35ヌクレオチド程度、好ましくは15～30ヌクレオチド程度の部分配列を認識してDNA合成を開始できるものであればよい。また、HBV-DNAについては、MLL4のイントロン3領域に挿入されたHBVのX遺伝子の配列の10～35ヌクレオチド程度、好ましくは15～30ヌクレオチド程度の部分配列を認識してDNA合成を開始できるものであってもよい。

【0071】

このようなプライマーは、常法により合成できる。例えば、ホスホルアミダイト法またはリン酸トリエステル法などの化学合成法により合成でき、また市販されている自動オリゴヌクレオチド合成装置、例えば（Pharmacia LKB Gene Assembler Plus:ファルマシア社製）などを使用して合成することもできる。二本鎖断片は、相補鎖を合成し、適当な条件下で該鎖を共にアニーリングさせるか、または適当なプライマー配列と共にDNAポリメラーゼを用い相補鎖を付加するかによって、化学合成した一本鎖生成物から得ることもできる。

【0072】

プライマー対の具体例を以下に挙げる。MLL4遺伝子のイントロン3を含む領域にHBVのX遺伝子が組込まれた部分の前後のジャンクションをそれぞれ検出する場合には、以下の組合せを例示できる。

MLL4遺伝子のイントロン3を含む領域にHBVのX遺伝子が組込まれた部分の一方のジャンクションを検出する場合は、1次PCR反应用フォワード・プライマーとして配列番号8で示される671F1、リバース・プライマーとしては配列番号14で示されるMD26を例示でき、2次PCR反应用フォワード・プライマーとして配列番号9で示される671F2、リバース・プライマーとしては配列番号14で示されるMD26を例示することができる。ここで、2次反応は任意に行うことができる。

【0073】

また、MLL4遺伝子のイントロン3を含む領域にHBVのX遺伝子が組込まれた部分の他方のジャンクションを検出する場合は、1次PCR反应用フォワード・プライマーとして配列番号4で示されるMD26c、リバース・プライマーとしては配列番号12で示される671R3を例示できる。ここで配列番号12で示される671R3に代えて、配列番号10で示される671R1又は配列番号11で示される671R2をリバース・プライマーとして用いてもよい。

【0074】

MLL4遺伝子のイントロン3を含む領域にHBVのX遺伝子が逆方向に組込まれた場合の、組込み部分の前後のジャンクションをそれぞれ検出する場合には、以下の組合せを

例示できる。

【0075】

MLL 4 遺伝子のイントロン 3 を含む領域に HBV の X 遺伝子が逆方向に組込まれた部分の一方の部分のジャンクションを検出する場合は、1 次 PCR 反应用 フォワード・プライマーとして配列番号 8 で示される 6 7 1 F 1、リバーズ・プライマーとしては配列番号 4 で示される MD 2 6 c を例示することができる。また、2 次 PCR 反应用 フォワード・プライマーとして配列番号 9 で示される 6 7 1 F 2、リバーズ・プライマーとしては配列番号 4 で示される MD 2 6 c を例示することができる。ここで、2 次反応は任意に行うことができる。

【0076】

また、MLL 4 遺伝子のイントロン 3 を含む領域に HBV の X 遺伝子が逆方向に組込まれた部分の他方の部分のジャンクションを検出する場合は、1 次 PCR 反应用 フォワード・プライマーとして配列番号 1 4 で示される MD 2 6、リバーズ・プライマーとしては、配列番号 1 2 で示される 6 7 1 R 3 を例示できる。ここで 6 7 1 R 3 に代えて、配列番号 1 0 または 1 1 で示される 6 7 1 R 1、6 7 1 R 2 をリバーズ・プライマーにしてもよい。

【0077】

プライマー対の好ましい組合せとしては、MLL 4 遺伝子のイントロン 3 を含む領域に HBV の X 遺伝子が組込まれた部分のジャンクションを検出する場合は、フォワード・プライマーとして配列番号 4 で示される MD 2 6 c と、リバーズ・プライマーとして配列番号 1 2 で示される 6 7 1 R 3 との組み合わせを例示できる。また、MLL 4 遺伝子のイントロン 3 を含む領域に HBV の X 遺伝子が逆向きに組込まれた場合のジャンクションを検出する場合は、フォワード・プライマーとして配列番号 8 で示される 6 7 1 F 1 と、リバーズ・プライマーとして配列番号 4 で示される MD 2 6 c との組み合わせを好ましく例示できる。

PCR 増幅産物の検出・同定

上記 PCR により DNA が増幅したことは、例えばアガロースゲル電気泳動などにより検出することができ、これにより MLL 4 遺伝子のイントロン 3 への HBV の X 遺伝子の組込みを検出できる。

【0078】

さらに、この増幅産物をアガロースゲルから切り出されたバンドから抽出して、その塩基配列を決定することにより、MLL 4 遺伝子中に HBV-DNA が組込まれたことを確認してもよい。

【0079】

DNA の塩基配列の決定は、常法、例えばジデオキシ法 [Proc. Natl. Acad. Sci., US A., 74, 5463 (1977)] やマキシムーギルバート法 [Methods in Enzymology, 65, 499 (1980)] などに従って行うことができる。また市販のシークエンスキットなどを用いれば、簡便に塩基配列を決定できる。

融合転写産物の検出

MLL 4 遺伝子と HBV の X 遺伝子との融合転写産物を検出することによっても、MLL 4 遺伝子への HBV-DNA の組込みを検出することができる。MLL 4 と HBV の X 遺伝子との融合転写産物としては、MLL 4 の全部又は一部と HBV の X 遺伝子の全部又は一部との融合転写産物を検出すればよい。

【0080】

かかる検出は常法に従って行うことができ、例えば RT-PCR [Reverse Transcribed-Polymerase Chain Reaction; E.S. Kawasaki, et al., amplification of RNA. In PCR Protocol, a guide to methods and applications, Academic Press, Inc., San Diego, 21-27 (1991)] による RNA 増幅、ノーザンブロットイング解析 [Molecular Cloning, Cold Spring Harbor Lab. (1989)]、in situ RT-PCR [Nucl. Acids Res., 21, 3159-3166 (1993)]、in situ ハイブリダイゼーション、サザンブロットイング [Sambrook, J.

, et al., Molecular Cloning a Laboratory Manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press: NY. (1989)]、蛍光in situ ハイブリダイゼーション [FISH: Takahashi E., et al., Hum. Genet., 86, 1416 (1990)]、競合的ゲノミック・ハイブリダイゼーション [Comparative Genomic Hybridization: CGH: Kallioneimi, A., et al., Science, 258, 818-821 (1992)]、[Spectral karyotyping: SKY: Rowley, J.D., et al., Blood, 93, 2038-2042 (1999)]、酵母人工染色体 (YAC) ベクターのクローンをプローブとする方法 [Lengauer, C., et al., Cancer Res., 52, 2590-2596 (1992)] などを利用した細胞レベルでの測定、NASBA法 [Nucleic acid sequence-based amplification, Nature, 350, 91-92 (1991)] 及びその他の各種方法を挙げることができる。好適には、RT-PCRによる検出法を挙げることができる。

【0081】

RT-PCRによりMLL4遺伝子とHBVのX遺伝子との融合転写物を検出する場合は、MLL4遺伝子を含む領域に特異的なプライマーと、HBVのX遺伝子に特異的なプライマーとのセットを用いればよい。

RT-PCRのプライマーの長さは、上記説明したPCRの場合と同様である。MLL4遺伝子を含む領域に特異的なプライマー、及びHBVのX遺伝子に特異的なプライマーについても上記説明したPCRの場合と同様である。

【0082】

RT-PCRに用いる好ましいプライマーセットの具体例としては、フォワード・プライマーとして配列番号4で示されるMD26cと、リバーズ・プライマーとして配列番号15で示されるE5-1とのセットや、フォワード・プライマーとして配列番号13で示されるMD24と、リバーズ・プライマーとして配列番号16で示されるE5-2又は配列番号17で示されるE6-2とのセットを挙げることができる。中でも、フォワード・プライマーが配列番号4で示されるMD26cであり、リバーズ・プライマーが配列番号15で示されるE5-1であるセットが好ましい。

【0083】

RT-PCRにより得られた増幅産物は、アガロースゲル電気泳動により検出することができ、これによりMLL4遺伝子へのHBVのX遺伝子の組み込みを判定できる。さらに、増幅産物の塩基配列を決定して、MLL4遺伝子とHBVのX遺伝子との融合転写産物が生成していたことを確認することもできる。

【0084】

このようにして、DNAレベル又は転写産物レベルでMLL4へのHBV-DNAの組み込みが確認された場合に、組織の腫瘍性を示唆する一例として肝臓癌の存在が陽性であると判定される。

融合タンパク質の検出

MLL4とHBVとの融合タンパク質、好ましくはMLL4とHBVのX領域との融合タンパク質を検出することによっても、MLL4遺伝子へのHBVの組み込みを検出することができる。MLL4とHBVのX領域との融合タンパク質は、MLL4の全部又は一部とHBVのX領域の全部又は一部との融合タンパク質であればよい。

上記検出は、MLL4とHBVのX領域とからなる融合タンパク質に特異的に結合する抗体を用いた免疫学的なアッセイにより行える。抗体には抗体断片も含まれる。

抗体の製造法自体は、当業者によく理解されており、本発明においてもこれら常法に従うことができる〔例えば、続生化学実験講座「免疫生化学研究法」、日本生化学会編（1986）など参照〕。

【0085】

かかる免疫学的アッセイとしては、ウェスタンブロット、免疫組織学的アッセイ及びELISAアッセイなどの当該分野で知られた方法を制限なく使用できる。

【0086】

ELISAによる融合タンパク質の検出方法の1例を詳しく説明すると、MLL4とHBVとの融合タンパク質を有することが予測される被検細胞を溶解し、全タンパク質を抽

出した後、融合タンパク質又はHBVのXタンパク質に対するモノクローナル抗体と共にインキュベートし、免疫沈降法により、免疫沈降させた後、ペルオキシダーゼで標識した抗マウスIgGウマ抗体と共にインキュベートする。このようにして抗体の結合によるシグナルを視覚化することができる。該抗原結合シグナルは、ECLウェスタン・ブロッティング検出システム (ECL Western Blotting Detection System: Amersham Biosciences 社製) を用いて電気泳動ゲル上に検出できる。

【0087】

ウェスタンブロット法におけるMLL4とHBV融合タンパク質の検出の1例として、図5には、本発明の実施例において、各種サイズ(kDa)のMLL4とHBVとの融合タンパク質が検出されたことが示されている。

【0088】

この方法により融合タンパク質、ひいてはHBVの組込みが検出された場合に、組織の腫瘍性を示唆する一例として肝臓癌の存在が陽性であると判定される。

(II) MLL4 遺伝子における転座の検出方法

本発明の第2の検出方法は、ヒト検体から単離された腫瘍の疑いのある肝臓組織から、組織の腫瘍性を示唆する、MLL4 遺伝子のt(17;19)(p11.2;q13.1)における染色体転座を検出する方法である。

【0089】

第2の方法の好適な対象となるヒト及びヒト検体のDNAの調製方法については第1の方法と同様である。

17番染色体

17番染色体の染色体17p11.2の位置上に表されるゲノム配列は、ホワイテッド研究所(Whitehead Institute)のビレン(Birren,B)らによって報告されたGenBankアクセッション番号: AC087294として報告された全長177,017塩基長(bp)のクローンのゲノム配列に従う。17番染色体の第24481~25200番目の塩基からなる領域の塩基配列を配列番号: 3に示す。

PCRによる転座の検出

MLL4 遺伝子のt(17;19)(p11.2;q13.1)における染色体転座を検出する方法の好適の具体例としては、17番染色体p11.2を含む領域に特異的なプライマーと、19番染色体の長腕q13.1上に存在するMLL4 遺伝子を含む領域に特異的なプライマーとを用いたPCRを行い、増幅産物を検出する方法が挙げられる。MLL4 遺伝子を含む領域に特異的なプライマーは、MLL4 遺伝子のイントロン3を含む領域に特異的なプライマーであることが好ましい。

【0090】

転座の検出は感度が低いため、1次PCR産物に対して、17番染色体p11.2を含む領域に特異的なプライマーと、19番染色体の長腕上に存在するMLL4 遺伝子のイントロン3を含む領域に特異的なプライマーとのセットを用いた2次PCRを行うことが望ましい。2次PCRで用いるプライマーは、通常、1次PCRにより増幅される領域の内側の領域を増幅できるように設定すればよい。

【0091】

プライマーの好適な例としては、19番染色体上のMLL4 遺伝子と17番染色体との接合部近辺のMLL4 遺伝子の領域に特異的であるように設定されたDNAに対応する部分ヌクレオチドであって、少なくとも10個以上、好ましくは少なくとも15~30個程度の連続した塩基を有するものを挙げることができる。他方のプライマーの好適な例としては、19番染色体上のMLL4 遺伝子と17番染色体との接合部近辺の17番染色体の領域に特異的であるように設定されたDNAに対応する部分ヌクレオチドであって、少なくとも10個以上、好ましくは少なくとも15~30個程度の連続した塩基を有するものを挙げることができる。

【0092】

ここで特異的とは、本発明の第1の検出方法の場合と同様に、当該部分を認識してDN

A合成を開始できることをいう。

【0093】

より具体的には、19番染色体から17番染色体方向の転座を検出するために、1次PCR反应用フォワード・プライマーとしてMLL4遺伝子特異的プライマーの配列番号: 8で示されるプライマー671F1、リバーズ・プライマーとしては、17q特異的プライマーの配列番号20で示される17-1を例示できる。17番染色体から19番染色体方向の転座を検出するために、2次PCR反应用フォワード・プライマーとしてMLL4遺伝子特異的プライマーの配列番号9で示される671F2、リバーズ・プライマーとしては17q特異的プライマーの配列番号21で示される17-2を例示することができる。

【0094】

また1次PCR反应用フォワード・プライマーとしてMLL4遺伝子特異的プライマーの配列番号: 8で示されるプライマー671R1、リバーズ・プライマーとしては、17q特異的プライマーの配列番号18で示される17R1を例示できる。17番染色体から19番染色体方向の転座を検出するために、2次PCR反应用フォワード・プライマーとしてMLL4遺伝子特異的プライマーの配列番号11で示される671R2、リバーズ・プライマーとしては17q特異的プライマーの配列番号19で示される17R2を例示することができる。

【0095】

本発明方法により、上記の転座が検出された場合に、組織の腫瘍性を示唆する一例として肝臓癌の存在が陽性であると判定する。

上記説明した本発明の検出方法によれば、19番染色体上にあるMLL4遺伝子と17番染色体との転座を検出でき、これによって、ヒト慢性肝炎・肝硬変などの患者検体から単離された腫瘍の疑いのある肝臓組織から組織の腫瘍性（例えば肝細胞癌）の把握における肝細胞癌の発症機序の解明、組織の腫瘍性の把握、診断および予防に有用な情報及び手段を与えることができる。

(III) 検出用キット

本発明の第1の検出用キットは、MLL4遺伝子、特にそのイントロン3へのHBV-DNA、特にHBVのX遺伝子の組込みを検出するための検出用キットである。

DNAレベルで上記組込みを検出する場合、具体的には、MLL4遺伝子のイントロン3を含む領域に特異的なプライマー及びHBVのX遺伝子に特異的なプライマーを備えるキットが挙げられる。プライマーは前述した通りである。

【0096】

このキットに含まれるプライマーセットの好ましい例としては、配列番号10、11または12で示される塩基配列の一部または全てを認識してDNA合成を開始できるDNA断片と、配列番号4で示される塩基配列の一部または全てを認識してDNA合成を開始できるDNA断片とのセットが挙げられる。また、配列番号14で示される塩基配列の一部または全てを認識してDNA合成を開始できるDNA断片と、配列番号8又は9で示される塩基配列の一部または全てを認識してDNA合成を開始できるDNA断片とのセットが挙げられる。

【0097】

上記検出用キットは、PCRに必要なその他の成分を含んでいても良い。このような他の成分として、標識剤、TaqDNAポリメラーゼ、デオキシヌクレオチド三リン酸、DNA増幅用2次プライマーなどが挙げられる。標識剤としては、放射性同位元素又は蛍光物質などの化学修飾物質などが挙げられるが、DNA断片自身が予め該標識剤でコンジュゲートされていてもよい。更に、本発明の検査用キットには、測定の実施の便益のために適切な反応希釈液、標準抗体、緩衝液、洗浄剤、反応停止液などが含まれていてもよい。また、MLL4遺伝子へのHBV-DNAの組込みを、MLL4遺伝子とHBVのX遺伝子との融合転写産物を検出するためのキットを用いて検出することもできる。代表的には、RT-PCRにより融合転写産物を検出するためのキットとして、上記説明したDNA

レベルで組込みを検出するためのプライマー又はプローブセットを備えるキットを例示できる。

【0098】

このR T - P C Rの好適なプライマーセットとしては、配列番号4で示される塩基配列若しくはそれに相補的な塩基配列を認識してDNA合成を開始できるプライマーと、配列番号15若しくはそれに相補的な塩基配列を認識してDNA合成を開始できるプライマーとのセットが挙げられる。

【0099】

また前述したように、M L L 4 遺伝子へのH B V - D N Aの組込みは、M L L 4 とH B VのX領域との融合タンパク質を検出することによっても、検出できる。この場合の検出用キットは、M L L 4 とH B VのX領域との融合タンパク質又はH B VのX領域を特異的に認識する抗体又は抗体断片を備えていればよい。このような抗体については前述した通りである。このキットはさらに、ウェスタンブロッティング、免疫組織学的アッセイ又はE L I S Aなどの使用方法に応じた必要成分を含んでいてよい。

【0100】

また本発明の第2の検出用キットは、M L L 4 遺伝子のt (1 7 ; 1 9) (p 1 1 . 2 ; q 1 3 . 1) における染色体転座を検出するためのキットである。このキットとしては、例えば、M L L 4 遺伝子のイントロン3を含む領域に特異的なプライマーと、17番染色体p 1 1 . 2を含む領域に特異的なプライマーとを備えるものが挙げられる。プライマーについては前述した通りである。

【0101】

好適なプライマーセットの例としては、1次P C R反应用として配列番号：8で示される塩基配列若しくはその相補的配列の一部又は全部を認識してDNA合成を開始できるプライマーと、配列番号20で示される塩基配列もしくはその相補的塩基配列の一部または全てを認識してDNA合成を開始できるプライマーとのセットが挙げられる。またこのキットは望ましくは2次P C R反应用プライマーセットを含み、2次P C R用プライマーセットとしては、17番染色体から19番染色体方向の転座を検出するために、配列番号：9で示される塩基配列もしくはその相補的塩基配列の一部または全てを認識してDNA合成を開始できるプライマーと、配列番号21で示される塩基配列もしくはその相補的塩基配列の一部または全てを認識してDNA合成を開始できるプライマーとのセットが挙げられる。このキットにも、P C Rに必要な他の成分や、測定の便宜のための試薬が含まれていてよい。

実施例

以下、実施例を挙げて、本発明をさらに詳しく説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

【実施例1】

【0102】

(a) 肝細胞検体の組織的、血清学的検査

千葉大学病院第二外科において1987年から2003年までの間に得られた、26人の日本人患者由来の切除肝腫瘍組織 (hepatocellular carcinoma: HCC) を用いて、以下の実験を行った。これらの患者には術前の治療は施されていない。

【0103】

各検体の提供患者については、臨床的、組織的な検査、及び血清学的な検査を行った。組織的な検査としては、腫瘍のサイズ、腫瘍細胞の分化の程度 (3段階)、及び肝臓の疾患の種類 (慢性遷延性肝炎: CPH、慢性活動性肝炎: CAH、及び肝硬変: LC) を調べた。血清検査としては、ダイナボット社 (Dinabot) のE I A (Enzyme Immuno Assay) キットを用いたB型肝炎表面抗原: H b s A g (Hepatitis B surface antigen) の検出、R I A (Radio Immuno Assay) キットを用いた抗H B s抗体 (antibody against the Hepatitis B surface antigen) の検出及び抗H B c抗体 (antibody against the Hepatitis B core antigen) の検出をそれぞれ行った。さらに、オーソダイアグノスティックシステムズ

社 (Ortho Diagnostic Systems) のリコンビナント・イムノブロット・アッセイ (recombinant immunoblot Assay) を用いて、H C V リコンビナント抗原 c25、c33c 及び NS5 を標的抗原とした抗 H C V 抗体 (antibody against the Hepatitis C) について調べた。

【 0 1 0 4 】

結果を以下の表 1 に示す。表 1 中、H B s Ag は B 型肝炎表面抗原を示し、A n t i - H B s は B 型肝炎表面抗原に対する抗体を示し、A n t i - H B c は B 型肝炎コア抗原を示し、A n t i - H C V は C 型肝炎 (c 2 5、c 3 3 c 及び NS 5) に対する抗体を示す。m o d は中程度に分化した H C C を示し、p o o r は余り分化していない H C C を示し、w e l l はよく分化した H C C を示す。C P H は慢性持続性肝炎、C A H は慢性活動性肝炎、L C は肝硬変を示す。また、H B V - D N A の検出は、H B x に特異的なプライマー MD 2 4 及び MD 2 6 を用いた単独の P C R により行った。

【 0 1 0 5 】

これらの試料を実験に用いるにあたっては、ヘルシンキ宣言 (1975) の定める倫理指針に従い、また、千葉大学医学部の倫理審査委員会の承認を受けている。

【 0 1 0 6 】

【表 1】

ケース番号	年齢	性別	血清学的検査				HBV-DNA		腫瘍サイズ (cm)	組織学的所見	周辺肝臓の組織学的所見
			HBsAg	Anti-HBs	Anti-HBc	Anti-HCV	の検出				
HCC131	48	M	+	-	+	-	positive	13	mod	CH	
HCC146	45	M	+	-	+	-	positive	3	poor, mod	LC	
HCC002	58	M	+	-	+	-	positive	10	mod	CH	
HCC003	56	M	+	-	+	-	positive	5.5	mod	LC	
HCC9907	50	M	+	-	+	-	positive	2.3	mod	LC	
HCC155	52	M	+	-	+	-	positive		mod	LC	
H20	66	F	+	-	+	-	positive	4.7	mod	CPH	
H54	29	F	+	-	+	-	positive	14	poor	CPH	
H120	41	M	+	-	+	-	positive	2.2	mod	LC	
HCC143	63	M	+	-	+	+	positive	4.2	mod	CPH	
H49	66	M	-	+	+	+	positive	3.4	mod	CAH	
H62	62	M	-	+	+	+	positive	2.5	mod	LC	
H70	53	M	-	+	+	+	positive	6	mod	LC	
H72	62	M	-	+	+	+	positive	2.5	poor	CAH	
H78	66	M	-	+	+	+	positive	2	well	preLC	
H89	61	F	-	+	+	+	positive	4	mod	LC	
H76	71	M	-	+	+	-	positive	3.5	mod	CPH	
H57	66	M	-	-	+	+	positive	11	poor	CAH	
H71	60	M	-	-	+	+	positive	1.8	poor	LC	
H85	55	M	-	-	+	+	positive	2.2	mod	LC	
H86	65	M	-	-	+	+	positive	6	mod	CAH	
H87	62	M	-	-	+	+	positive	12	well	CPH	
HCC128	73	M	-	-	+	+	negative	4	mod	LC	
HCC147	68	M	-	-	+	+	negative	2.5	mod	CPH	
HCC127	57	M	-	-	+	-	positive	5	mod	CPH	
HCC001	68	M	-	-	+	-	negative	7	mod	CH	

【 0 1 0 7 】

(b) アダプターライゲーション／サブプレッションPCR法によるHBV組込み部位の増幅

<PCR>

各検体からのDNAは過去に報告された方法に従い抽出した (Urashima T, et al., J Hepatology 1997; 26: 771-778)。先ず、血清検査の結果、Hb s A g 陽性であった患者から提供された10検体について以下の実験を行った。これら各検体由来のDNAについて、クローンテック社のGenomewalker kitを用いて、アダプターライゲーション／サブプレッションPCR法 (Siebert PD, et al., Nucleic Acids Res 1995; 23: 1087-1088) を実施し、HBVのヒトゲノム内への組込み部位 (HBV/cellular DNA junctions) の周辺配列を増幅した。

【0108】

以下に、図1aを参照しながら詳細なアダプター・ライゲーション／サブプレッションPCRの流れを示す。2.5 μ gのゲノムDNAを制限酵素Dra I、Pvu II、EcoRV、及びSca I (Life Technologies社製) 等で消化し、DNA断片の両端に生じた平滑断端 (blunt end) にアダプター配列を連結させた (ライゲーション)。上記の処理を施したゲノム断片と、0.2mM dNTPs、10pmol の配列番号：4で示されるHBVプライマー (MD26c)、1Xバッファー (native Taq buffer, Invitogen)、4% グリセロール、1 unit Taq (native Taq, Invitogen社製) 及び0.04 unit Vent DNA polymerase (New England Biolabs) とを含む50 μ lの反応液を準備し、PCR反応前に80℃で3分間加熱した。次いで、この溶液に、2.5mM MgCl₂及び10pmolの配列番号：6で示されるアダプター特異的プライマー (AP-1) を加え、94℃で1分間反応させた。

【0109】

続いてPCR反応に入るが、特異性を上げるために、過去の報告例を参考にしてタッチダウンPCR法を用いた (Chami M, et al., Oncogene 2000; 19: 2877-2866)。94℃で30秒間処理、65℃で30秒間処理、70℃で3分間処理を1サイクルとして、2サイクル毎にアニーリング温度を1℃ずつ下げる方法で、最初の20サイクルを反応させた。続けて、20サイクル目の反応条件 (94℃で30秒間処理、55℃で30秒間処理、70℃で3分間処理) で固定して、さらに20サイクルの反応を行った。さらに、最後のサイクルに続けて70℃で7分間反応させて1次PCR増幅産物を得た。

【0110】

この増幅産物をQIAGEN社のQIAquick PCR purification kitを用いて精製し、1/50量をテンプレートとして用い、10pmol HBVプライマーを配列番号：5で示されるMX2、アダプター特異的プライマーを配列番号：7で示されるAP-2に変えて、同様の手順で2次PCR (nested PCR) を行った。

【0111】

以上の操作によって得られた最終増幅産物を1.2%アガロースゲル上で電気泳動した。その結果を第1図b及び第1図cに示す。

【0112】

各図は、2次PCR増幅後のアダプター・ライゲーション／サブプレッションPCRの代表的なアガロースゲルを示す。第1図bのレーン1-5におけるPCR産物は、Pvu II消化されたアダプター・ライゲートされたDNAライブラリーから得られた。レーン1-6は、HCC9907、HCC002、HCC003、HCC143、HCC146、およびネガティブPCRコントロール (DNAなし) をそれぞれ示す。レーンMは、1kb DNAサイズマーカー (ライフ・テクノロジーズ社製) を表示している。

【0113】

第1図cは、特異的プライマーを用いたMLL4遺伝子の中へのHBV-DNA組込みのPCRコンホメーションを示す。該図は、HBx (MD26c) 及びMLL4 (19R1) に特異的なプライマーを用いた通常のPCRの代表的なアガロースゲルの結果を示す。

【0114】

レーン 1 - 5 は、HCC 1 3 1、HCC 1 4 3、HCC 1 4 6、HCC 0 0 2、およびネガティブ PCR コントロール (DNA なし) をそれぞれ示す。レーン M は、1 k b DNA サイズマーカー (ライフ・テクノロジーズ社製) を表示している。

<増幅 DNA の塩基配列決定>

次いで、分離した個々のバンドを切り出して塩基配列を調べた。シーケンス反応は、広く一般的に用いられているアプライドバイオシステムズ (Applied Biosystems) 社製の BigDye Terminator Cycle Sequencing kit を使って行い、ABI PRISM 3700 DNA analyzer によって行った。その結果を表 2 に示す。

【 0 1 1 5 】

【表 2】

ケース番号	染色体	ゲノム配列 アクセッション番号	遺伝子	t(17;19)(p11.2;q13.1)
HCC131	19q13.1	AD000671	MLL4	○
HCC146	19q13.1	AD000671	MLL4	○
	7p14-15	AC005090		
HCC002	19q13.1	AD000671	MLL4	○
HCC003	5p13	AY007685	hTERT	○
HCC9907	9q13-21.3	AL133578		×
HCC155 ×				○
H20				○
H54	18p11.3	AP000845	NMP p84. a)	○
H120				○
HCC143	19q13.1	AD000671	MLL4	○
H49				○
H62				×
H70				○
H72				○
H78				○
H89				○
H76				○
H57				×
H71				○
H85				○
H86				×
H87				○
HCC128				○
HCC147				○
HCC127				○
HCC001				○

a) この組込みは HBV-A/uPCR を用いた Oncogene, 20, 6233-6240(2001)で報告済み

b) ○ : t(17;19)(p11.2;q13.1)陽性 × : t(17;19)(p11.2;q13.1)陰性

【 0 1 1 6 】

表 2 に示されるように、10 検体中 7 検体 (HCC131、HCC143、HCC146、HCC002、HCC003、HCC9907、H54) から、合計 8 つの HBV/細胞内 DNA ジャンクション (cellular DNA junction) を検出した。8 つのジャンクションのうち、4 つ (HCC131、HCC143、HCC146、HCC002) が 19q13.1 上の MLL4 (mixed linkage leukemia 4) のイントロン 3 に存在した。残りはそれぞれ、5q13 上の hTERT (human telomerase reverse transcriptase) のプロモーター領域、9q13-21.3 上の仮定上のたんぱく質をコードする領域、及び 7p14-15 上の EST (expressed sequence tag) 領域に存在した。ま

た、h T E R T の領域に H B V が組込まれるという報告は過去に 2 つのグループ (Ferber MJ, et al., Oncogene 2003; 22: 3813-3820, Paterlini-Brechot P, et al., Oncogene 2003; 22: 3911-3916) からなされており、この結果はそれらを支持するものである。

(c) M L L 4 遺伝子特異的なプライマーを用いた P C R による H B V 組込み部位の増幅

上記の結果より、H B V / M L L 4 ジャンクションが見られた 4 つのゲノム DNA について、H B V 特異的プライマー MD 2 6 c (配列番号：4) と M L L 4 特異的プライマー 6 7 1 R 1 (配列番号：10)、6 7 1 R 2 (配列番号：11)、または 6 7 1 R 3 (配列番号：12) との組合せを用いて、慣用的な P C R を行うことにより、M L L 4 遺伝子への H B V - D N A の組込みを確認した(第 1 図 c)。また、MD 2 6 c に相補的な配列番号：14 で示される H B V 特異的プライマー MD 2 6 と M L L 4 特異的プライマー 6 7 1 F 1 (配列番号：8)、または 6 7 1 F 2 (配列番号：9) との組合せを用いた P C R を行うことにより、他方の M L L 4 / H B V ジャンクションを確認した。

【0 1 1 7】

以下に詳細な実験手順を示す。100ng のゲノム DNA、0.2mM dNTPs、10pmol の各プライマー、1XGC I バッファー (Takara) 及び 1 unit LA Taq DNA

polymerase (Takara) を含む 50 μ l の反応液を調製した。M L L 4 / H B V ジャンクションを調べるにあたっての反応では、プライマー 6 7 1 F 1 と MD 2 6 とを用いて、94℃で 1 分間加熱し、続けて 98℃で 10 秒間、68℃で 1 - 4 分間を 1 サイクルとして 35 サイクル反応させ、72℃で 10 分間の伸長反応を最後に行った。以上を 1 次 P C R とした。

【0 1 1 8】

次いで、プライマー 6 7 1 F 2 と MD 2 6 とを用いた 2 次 P C R を上記と同じ条件で行った。H B V / M L L 4 ジャンクションを調べるにあたっての反応では、プライマー MD 2 6 c と 6 7 1 R 3 を用いて、94℃で 1 分間加熱し、続けて 94℃で 30 秒間、50℃で 30 秒間、72℃で 45 秒間を 1 サイクルとして 30 サイクル反応させた後、最後に 72℃で 5 分間の伸長反応を行った。

【0 1 1 9】

その結果を第 2 図および第 3 図に示す。第 2 図は、上記 PCR により増幅された D N A 中の H B V の組込み部位周辺の配列を示す。

【0 1 2 0】

第 2 図 a は、表 1 の H C C 1 3 1、H C C 1 4 3、H C C 1 4 6、および H C C 0 0 2 の M L L 4 遺伝子における H B V / 細胞内 D N A ジャンクションの配列を示している。1) ~ 4) の配列において、スラッシュの左方の配列は組込まれた H B V - D N A の配列を示し、右方の太文字で示した配列はフランキング M L L 4 遺伝子配列を示す。また、1) ~ 4) の配列の上部に記載した数字は、H B V / 細胞内 D N A ジャンクション (GenBank アクセッション番号 A B 033550, H B V ゲノタイプ C、サブタイプ a d r) での H B V ヌクレオチド番号を示している。

【0 1 2 1】

また、第 2 図 b は、M L L 4 遺伝子 (Genbank アクセッション番号 A D 000671) のイントロン 3 と H B V - D N A 組込み部位周辺の配列を示す。

【0 1 2 2】

第 3 図は、H C C 0 0 2、H C C 1 3 1、H C C 1 4 3、および H C C 1 4 6 の 4 検体の D N A に組込まれた H B V ゲノムの分析結果を示す図面である。第 3 図 a は、H B V ゲノム (Genbank アクセッション番号 A B 033550) の遺伝子構成図のシェーマ的な表示を表わし、オープン・リーディング・フレーム (ORF) 及び転写の方向が太線の矢印によって表示され、その上の数字は各オープン・リーディング・フレーム (ORF) の位置を示している。D R 1 および D R 2 は、11 塩基対のダイレクトリピートである。

【0 1 2 3】

また、第 3 図 b は、H C C 0 0 2、H C C 1 3 1、H C C 1 4 3、および H C C 1 4 6 の 4 検体の D N A に組込まれた H B V ゲノムのシェーマ的な表示であり、●及び矢印は、

組込まれたHBV-DNA配列の5'末端及び3'末端を示す。なお、HCC146に組込まれたHBV-DNA配列の5'末端は特定できなかった。

【0124】

第3図cは、MLL4遺伝子のイントロン3 (GenBankアクセッション番号AD000671の17316から17812ヌクレオチド番号に相当)、および組込み位置におけるHBV-DNAのシェーマ的な表示を表わし、この分析に用いられたMLL4特異的プライマーの方向と位置がシェーマにおいて示されている。

【0125】

第2図及び第3図において示されるように、4つのゲノムDNAにおいて、HBVはMLL4のイントロン3に存在するAlu繰り返し配列の中、またはその近傍に組込まれていることが確認された。

【0126】

また、HBVのウイルス側の組込み領域は、通常、11塩基対(bp)の繰り返し配列を含むDR1、DR2の近傍で起こる事が多いが、今回の4つの例でも、全てDR1近傍で組込みが起こっていた。HCC131の例でのみ、HBVの全長の組込みが確認され、他の3例では部分的な組込みが見られた(第3図)。なお、日本人のHBV感染例では、HCC131の場合のような遺伝型Cを呈する例がより一般的である。

【0127】

さらに、全ての肝細胞癌(HCC)の検体について、配列番号：13で示されるHBx特異的プライマーMD24と配列番号：14で示されるHBx特異的プライマーMD26の組合せたPCRを実施して、HCV-DNAの存在を確認した(表1)。

【実施例2】

【0128】

RT-PCRによるHBx/MLL4融合転写産物の検出

MLL4/HBV-DNAの組込みが確認された4例では全てがC末端を除くHBxタンパク質のコード領域とHBx (HBV-DNAのX遺伝子)のプロモーター領域とを含んでいた。従って、これらの4検体でHBxとMLL4の融合転写産物が存在する事が予測された。HCC131、HCC143、HCC146、およびHCC002から全RNAを抽出し、RT-PCRを行うことにより得られた転写産物について検討した。

【0129】

以下に詳細な実験手順を示す。

【0130】

トリゾール(Trizol：インビトロゲン社製)を用い、使用説明書に従ってRNAを抽出した。抽出したRNAは1.2%のアガロースゲル上で電気泳動をして確認した。RT-PCRはSuperScript One-Step RT-PCR system(インビトロゲン社製)を用い、MLL4のエクソン5、または6に設定した遺伝子特異的プライマー(E5-1：配列番号：15、E5-2：配列番号：16、およびE6-1：配列番号：17)を逆転写プライマーとして、使用説明書に従って以下の通りに行った。500ngの各RNA、0.8 μ Mの各プライマー(MD26c：配列番号：4を共通のセンスプライマーとして使用した)、2単位の酵素混合液(enzyme mixture：SuperScript II RT 及び Platinum Taq DNA polymeraseを含む)及び1Xバッファー(0.2mM dNTPsと1.2mM MgSO4を含む)を氷上で混合し、反応液を作成した。この反応液をヴォルテックスでよく攪拌し、50℃で30分間、94℃で2分間反応させた。続くPCR反応として、94℃で15秒間、55℃で30秒間、70℃で1分間を1サイクルとして30サイクル反応させた。PCR産物は1.2%のアガロースゲル上で電気泳動をし、得られた各バンドを切り出してシーケンス解析に供した。

【0131】

HBx-MLL4融合転写物のRT-PCR分析結果を第4図に示す。

【0132】

第4図aは、各種の転写産物がMD26c/MLL4エクソン5プライマーを用いたRT-PCRによって各肝細胞癌組織に対して得られたことを示している。第4図aの各バン

ドの R T - P C R 産物を塩基配列分析に供した。第 4 図 b は、4 つの肝細胞癌組織 (H C C 1 3 1、H C C 0 0 2、H C C 1 4 3、および H C C 1 4 6) からの融合転写産物のシェーマ的な表示を表わしている。図 4 a の各バンドの横に表示されたサークル内の数字と、図 4 b の融合転写産物の横のサークル内の数字とが対応している。

【0 1 3 3】

この結果、全ての肝細胞癌 (HCC) から、M L L 4 のエクソン 4 以降について読み枠がずれていない融合転写産物と、読み枠がずれ、途中にストップコドンが入ってしまう融合転写産物が検出された (第 4 図 b)。

【0 1 3 4】

H C C 1 3 1 では 2 つの融合転写産物 (イントロン 3 の配列を含むが、エクソン 4 以降の配列は読み枠がずれていない融合転写産物、及び、イントロン 3、イントロン 4 を含み、エクソン 6 の途中にストップコドンが入っている融合転写産物)、H C C 0 0 2 では 3 つの融合転写産物 (イントロン 3 がスプライスアウトされ、読み枠がずれていない融合転写産物、同じくイントロン 3 がスプライスアウトされているが、読み枠がずれ、エクソン 4 の途中にストップコドンが入った融合転写産物、及び、イントロン 3 を含み、イントロン 3 の途中にストップコドンが入っている融合転写産物) がそれぞれ検出され、H C C 1 4 6 では H C C 0 0 2 と類似したパターンの 3 つの融合転写産物が検出された。H C C 1 4 3 ではイントロン 3 にストップコドンが入ったものが 2 種類とエクソン 4 にストップコドンが入ったものが 2 種類、計 4 種類の読み枠がずれた融合転写産物が検出された他、読み枠がずれていないイントロン 3 を含む融合転写産物が 1 種類検出されたが、この転写産物では G T - A G ルールではなく、C C - G T のサイトでスプライシングが起きている。

【実施例 3】

【0 1 3 5】

イムノブロット分析による H B x / M L L 4 融合タンパク質の検出

これら融合転写産物が実際にタンパク質に翻訳されている事を確かめる為に、H C C 1 3 1、H C C 1 4 3、H C C 0 0 2 の個体について、肝腫瘍細胞と隣接した細胞を用いて免疫学的実験手法によって比較を行った。

【0 1 3 6】

以下に詳細な実験手順を示す。細胞 100 ~ 200mg を、0.1% SDS、0.5% デオキシコール酸 (deoxycholate)、1% NP-40、150mM NaCl、50mM Tris-HCl (pH 8.0)、1mM APMSF 及びその他のプロテアーゼインヒビター (complete protease inhibitor tablets, Roche 社) を含むバッファーによって溶解し、12500rpm で 30 分間、4℃ で遠心し全タンパク質を調整した。必要に応じて、得られた全タンパク 500 μ g を、抗 H B x 抗体 (Hepatitis B Virus X protein) モノクローナル抗体 (Advanced Immuno Chemical 社製) と共にインキュベートし、標準的な方法で免疫沈降させた。

【0 1 3 7】

全タンパク質や上記の手順で調整された免疫沈降産物は S D S - P A G E により泳動し、P V D F メンブレン (Hybond-P; Amersham Biosciences 社) に移した。メンブレンは抗体の非特異的な結合を防ぐ為に 3% スキムミルクを含む T B S - T (Tris-buffered saline and 0.1% Tween-20) で室温にて 1 時間ブレインキュベートした後、抗 H B x モノクローナル抗体と共に 4℃ で 8 時間インキュベートした。その後、T B S - T で 4 回ウォッシュし、ペルオキシダーゼが共役した抗マウス I g G ウマ抗体と共にインキュベートした。抗体の結合によるシグナルは E C L ウェスタンブロッティング・ディテクション・システム (ECL western blotting detection system: Amersham Biosciences 社製) によって視覚化し、解析した。

【0 1 3 8】

その結果を第 5 図に示す。第 5 図 a は、抗 H B x モノクローナル抗体を使用することによる H C C 0 0 2、H C C 1 3 1、および H C C 1 4 3 からの腫瘍組織 (T) および近傍の非腫瘍組織 (N) のウェスタンブロット分析を表し、第 5 図 b は、免疫沈降産物が抗 H

B x 抗体を用いた免疫検定によって示されている。

【0 1 3 9】

直接、全タンパク質に対してウェスタンブロットを行った結果では、H C C 1 4 3、および H C C 0 0 2 の腫瘍細胞に選択的に 1 7 k D a のタンパク質が検出された。これは、途中にストップコドンが入った短い H B x / M L L 4 の融合タンパク質に相当する(第 5 図 a)。H C C 1 3 1 は融合タンパク質が検出されなかったが、抗 H B x 抗体を用いた免疫沈降産物に対するウェスタンブロットでは、読み枠がずれていない H B x / M L L 4 の融合タンパク質に相当する 1 6 0 k D a のタンパク質が検出された(第 5 図 b)。

【実施例 4】

【0 1 4 0】

タッチダウン P C R 法による染色体転座領域の増幅

H B s 抗原は陰性であったが、抗 H B c 陽性であった検体(表 1 参照)について、M L L 4 のイントロン 3 における H B V の組込みを調べた。H B V プライマー M D 2 6 c (配列番号：4) と M L L 4 特異的プライマー 1 9 R 1 (配列番号：1 0 : 6 7 1 R 1) とを用いた 1 次 P C R、及び H B V プライマー M D 2 6 c (配列番号：4) と M L L 4 特異的プライマー 1 9 R 2 (配列番号：1 1 : 6 7 1 R 2) とを用いた 2 次 P C R を行い、実施例 1 の方法に従ってシーケンス解析を行った。この結果、これらの肝細胞癌(HCC)検体では M L L 4 のイントロン 3 への H B V の組込みは検出されなかった。

【0 1 4 1】

しかし、その代わりに M L L 4 と 1 7 p 1 1 . 2 の領域とのキメラ配列が検出された。この転座は H B V 特異的プライマーと M L L 4 特異的プライマーを用いた実験で偶然発見されたものであるため、H B V 特異的プライマーの代わりに 1 7 p に特異的なプライマー 1 7 R 1 (配列番号：1 8)、および 1 7 R 2 (配列番号：1 9) をデザインした。これらのプライマーを用い、肝細胞癌患者の 2 6 検体について、1 7 番染色体と 1 9 番染色体の転座について前述のタッチダウン P C R 法を用いて確かめた。

【0 1 4 2】

1 7 番染色体/1 9 番染色体の境界を発見する為には、1 9 R 1 及び 1 7 R 1 プライマーを 1 次 P C R に用い、1 9 R 2 及び 1 7 R 2 プライマーを 2 次 P C R に用いた。また、1 9 番染色体/1 7 番染色体の境界を発見する為には、6 7 1 F 1 (配列番号：8) 及び 1 7 - 1 プライマー (配列番号：2 0) を 1 次 P C R に用い、6 7 1 F 2 (配列番号：9) 及び 1 7 - 2 プライマー (配列番号：2 1) を 2 次 P C R に用いた。

【0 1 4 3】

この結果、肝細胞癌患者の 2 6 検体中 2 2 検体について転座を確認できた(表 2 参照)。また、第 6 図に M L L 4 のイントロン 3 の遺伝子座における相互転座を表した配列図面を示す。第 6 図は、染色体 1 9 q 1 3 . 1 (左：GenBank アクセッション番号 A D 0 0 0 6 7 1) と染色体 1 7 p 1 1 . 2 (右：GenBank アクセッション番号 A C 0 8 7 2 9 4) 染色体の再構成が示されている。そして、A 1 u 繰り返し配列は、グレイ枠内の配列として示されている。A 1 u 繰り返し配列に隣接して横たわっている H B V 組込み部位は、矢印で示されており、それぞれの染色体上の下向き記号の太線矢印は、再組換えが A 1 u 繰り返し配列によって生じた後に新しく合成された染色体を示している(黒から黒および白から白)。シーケンス解析の結果を表す第 6 図より、転座産物の染色体の境界となっている約 2 4 0 b p にわたる領域は A 1 u 繰り返し配列を含み、染色体間でおおよそ 8 5 % 相同であることが判明した。

【0 1 4 4】

A 1 u 配列を介した相同組換えが転座を促進している可能性が考えられるが、M L L 4 のイントロン 3 領域ではなく、h T E R T のプロモーター領域に H B V が組込まれている H C C 0 0 3 でも同様の転座が観察されていることから、肝癌の腫瘍形成そのものがゲノムの不安定化をもたらしている可能性もある。また、この転座の解析にあたっては、1 次 P C R の段階では疑わしい結果が得られる場合が多いので、2 次 P C R を行うことが望ましい。

【 0 1 4 5 】

また、17番染色体のA1u配列にはCA繰り返し配列が隣接しており、個人の識別等に有効である。

【図面の簡単な説明】

【 0 1 4 6 】

【図1】HBV組込み部位を検出するためのアダプター・ライゲーション／サブプレッションーPCR及び特異的PCRの結果を示す図面である。(a)アダプター・ライゲーション／サブプレッションーPCRのプロトコル図面である。(b)アダプター・ライゲーション／サブプレッションーPCRによるHBV／細胞内DNAジャンクションのためのスクリーニングの結果を示す図面である。(c)特異的プライマーでのMLL4遺伝子の中へのHBV-DNA組込みのPCRコンホメーションを示す図面である。

【図2】HBV組込み部位周辺の配列を示す図面である。

【図3】4つの組込まれたHBVゲノムの分析結果を示す図面である。

【図4】HBx-MLL4融合転写産物のRT-PCR分析の結果を示す図面である。

【図5】肝細胞癌患者検体におけるHBx融合タンパク質の免疫検定結果を示す図面である。

【図6】MLL4のイントロン3の遺伝子座における相互転座を示す図面である。

【配列表】

SEQUENCE LISTING

<110> OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

<120> Method for detecting cancer caused by viral hepatitis type B

<130> 712004JP

<160> 21

<170> PatentIn version 3.1

<210> 1

<211> 2689

<212> DNA

<213> Human

<400> 1

gtcgcgcgcc ccgaggctcgg ggtcgcaagc ataagacgac ccccttcct cctcctcgcc 60
tagcagatgt ggctcctacc cccccaaga cccctgcccg gaaacggggt gaggaaggca 120
cagaacggat ggtgcaggca ctgactgaac ttctccggcg ggcccaggca cccaagcac 180
cccggagccg ggcatgtgag ccctccaccc cccggcggtc tcggggacgg ccccaggac 240
ggccagcagg cccctgcagg aggaagcagc aagcagtagt ggtggcagaa gcagctgtga 300
caatcccaa acctgagccc ccacctcctg tggttccagt gaaacatcag actggcagct 360
ggaaatgcaa ggaggggccc ggtccaggac ctgggacccc caggcgtgga ggacagtcaa 420
gccgtggagg ccgtggaggc aggggccgcg gccgaggtgg tgggctcccc tttgtgatca 480
agtttgtttc aagggccaaa aaagtaaaga tgggacaatt gtccttggga ctcgaatcag 540
gtcaaggtca aggtcaacat gaggaagtt ggcaggatgt cccccaaga agagttggat 600
ctggacaggg agggagccct tgctggaaaa agcaggaaca gaagctggat gacgaggaag 660
aagagaagaa agaagaagaa gaaaaagaca aggagggaga agagaaggaa gaaagagctg 720
tagctgagga gatgatgcca gctgcggaaa aggaagaggc aaagctgcca ccaccgcctc 780
tgactcctcc agccccttca cctcctccac ccctcccacc cccttcgaca tctcctccac 840
cccactctg ccctccacca ccaccccag tgtccccacc acctctacca tcccctccac 900
cgctcctgc ccaagaggag caggaggaat cccctcctcc tgtgggtcca gctacgtgct 960
ccaggaagag gggccggcct cccctgactc ccagccagcg ggcggagcgg gaagctgctc 1020

gggcagggcc agagggcacc tctcctccca ctccaacccc cagcaccgcc acgggaggcc 1080
ctccggaaga cagtcccacc gtggccccc aagcaccac cttcctgaag aatatccggc 1140
agtttattat gcctgtggtg agtgcccgt cctcccgtgt catcaagaca ccccggcgat 1200
ttatggatga agaccccccc aaacccccaa aggtggaggt ctcacctgtc ctgcgacctc 1260
ccattaccac ctccccacct gttccccagg agccagcacc agtcccctct ccaccacgtg 1320
ccccaactcc tccatctacc ccagttccac tccctgagaa gagacgggtc atcctaaggg 1380
aaccacatt tcgctggacc tctctgacc gggagctgcc ccctcctccc ccagcccctc 1440
cacctcccc ggccccctcc ccaccccctg ctctgcccac ctctcccgg aggcccctac 1500
tccttcgggc ccctcagttt accccaagcg aagcccacct gaagatctac gaatcgggtgc 1560
ttactcctcc tcctcttggg gctcctgaag cccctgagcc agagcctcct cctgccgatg 1620
actctccagc tgagcctgag cctcgggcag tgggccgcac caaccacctc agcctgcctc 1680
gattcgcccc tgtggtcacc actcctgtta aggccgaggt gtcccctcac ggggctccag 1740
ctctgagcaa cgggccacag acacaggctc agctactgca gcccctgcag gccttgcaaa 1800
cccagctcct gccccaggca ctaccgccac cacagccaca gctgcagcca ccgccgtcac 1860
cacagcagat gcctcccctg gaaaaagccc ggattgcggg cgtgggttcc ttgccgctgt 1920
ctggggtaga ggagaagatg ttcagcctcc tcaagagagc caaagtgcag ctattcaaga 1980
tcgatcagca gcagcagcag aaggtggcag cttccatgcc ggtgagtgtg gtccctgggc 2040
ccagcggcac accagccat ccagcctcca ttctttgcaa ccccctaacc ttccgcctcc 2100
ttggacactt tccagcattg cggggaaccc tcagaacctg cctttctgtg atccccacc 2160
ttcctttgtt cctccccaga cctggccctt ctctgtgcta gttccctgtc cctatcttcc 2220
tttttttttt ttttttattt ttgagaccga gtctcacttt gtccaggctg gagtgcagtg 2280
gcgtgatctc ggctcactgc agcctttgcc tcccgggttc aagagattct cctgcctcag 2340
tctctcgagt agctgggact acaggtgccc atcaccacgc ctggctaatt tttgtatttt 2400
tagtagagac agggtttcac cacattggct aggctggctt tgaactcctg acctcgtgat 2460
ctgcccgtct cggcctccca aagtgcctggg attacaggca tcagccacca caccagctc 2520

cctgtcccta tctttcctca ctgtccagcc cctgaccctg tttattccct gccagctgag 2580
ccctggaggg cagatggagg aggtggccgg ggctgtcaag cagatctccg acagaggccc 2640
tgtccggtct gaagatgagt cgggtggaagc taagagagag cggccctca 2689

<210> 2
<211> 465
<212> DNA
<213> Human hepatitis B virus

<400> 2
atggctgctc ggggtgtgctg ccaactggat ccttcgcggg acgtcctttg tctacgtccc 60
gtcggcgctg aatcccgcgg acgaccgctc tcggggccgt ttggggctct atcgtcccct 120
tcttcattctg ccgttcgggc cgaccacggg gcgcacctct ctttacgcgg tctccccgtc 180
tgtgccttct catctgccgg accgtgtgca cttcgcttca cctctgcacg tcgcatggag 240
accaccgtga acgcccacca ggtcttgccc aaggtcttac ataagaggac tcttggactc 300
tcatcaatgt caacgaccga ccttgaggca tacttcaaag actgtttgtt taaggactgg 360
gaggagttag gggaggagat taggttaaag gtctttgtac taggaggctg taggcataaa 420
ttggtctggt caccagcacc atgcaacttt ttcacctctg cctaa 465

<210> 3
<211> 720
<212> DNA
<213> Human

<400> 3
tgaccaata ctgccaatgg ggtgcgagcg gcgcgaggaa gtggatgaac ccacaccg 60
cagggcagaa aagggataga actcagtcgg ccgtcgccac cgtgaaccac tgactgctac 120
aggagcgaat aatcgtctac cttgttttaa ccatcattaa cttgggtttt ggtgtttggt 180
tgtttgtttg tgtgtttttc gagacggagt cttgctgggt cgcccaggct ggagtgcagt 240
ggcgcgatct gggctcactg caacctccgc ctccgggttc aagcagttct ccctgcctca 300
gcctcccag tagctgggat tacaggcgcc ggccaccacg cttggctaata ttttgcattt 360
tttagtagag acgggggtttc gtcatgttgg ccaggctggt ctcgaactcc tgacctcaag 420

tgatccgctc acctcagcct cccaaagtgc tgggattaca ggcatgaaac actgcgcccg 480
gccggttttg ttttttaata agtaaccgag cctgcattct aaccaataaa ctcatcttat 540
taaaacacgc ctgtggtgcc cagggccagc aggttgtctc atgtcaggtt ctcccagaag 600
ccgagcctga gagcaggatt caggtgcaaa tgtttcccta gggagtttct tccagctgaa 660
accagcgagg gagccaggga aaaagaagga gaagacaagc aagggtttct tcaatttcca 720

<210> 4
<211> 22
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Primer sequence for amplification of HBV-X

<400> 4
tgccatggag accaccgtga ac 22

<210> 5
<211> 24
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Primer sequence for amplification of HBV-X

<400> 5
tgcccaaggt cttacataag agga 24

<210> 6
<211> 27
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Primer sequence for amplification of an adaptor

<400> 6
ccatcctaatac gactcact atagggc 27

<210> 7
<211> 23
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Primer sequence for amplification of an adaptor

<400> 7
actcactata gggctcgagc ggc 23

<210> 8
<211> 29
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Primer sequence for amplification of MLL4

<400> 8
actttccagc attgcgggga accctcaga 29

<210> 9
<211> 30
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Primer sequence for amplification of MLL4

<400> 9
tgttcctccc cagacctggc ccttctctgt 30

<210> 10
<211> 24
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Primer sequence for amplification of MLL4

<400> 10
gctctctctt agcttccacc gact 24

<210> 11
<211> 23
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Primer sequence for amplification of MLL4

<400> 11
agggcctctg tcggagatct gct 23

<210> 12

<211> 23
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Primer sequence for amplification of MLL4

<400> 12
ctggcaggga ataacaggg tca 23

<210> 13
<211> 30
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Primer sequence for amplification of HBV-X

<400> 13
tcgcaactgg atccttcgcg ggacgtcctt 30

<210> 14
<211> 28
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Primer sequence for amplification of HBV-X

<400> 14
gcgaagcttg ttcacggtgg tctccatg 28

<210> 15
<211> 30
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Primer sequence for amplification of MLL4

<400> 15
atgcggggac cttgcacagg ggactcggga 30

<210> 16
<211> 30
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Primer sequence for amplification of MLL4

<400> 16
ctgacccagg gccacagcag catgacggca

30

<210> 17
<211> 30
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Primer sequence for amplification of MLL4

<400> 17
cgggacactc tcagtctcgg acgccgatga

30

<210> 18
<211> 23
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Primer sequence for amplification of Chromosome 17

<400> 18
agtttgtgct ccctccctgc aga

23

<210> 19
<211> 22
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Primer sequence for amplification of Chromosome 17

<400> 19
agcggcgcga ggaagtggat ga

22

<210> 20
<211> 30
<212> DNA
<213> Artificial Sequence
<220>
<223> Primer sequence for amplification of Chromosome 17

<400> 20
gaaaagccta gccccttgcc ttaaggcagg

30

<210> 21
<211> 30

<212> DNA

<213> Artificial Sequence

<220>


<223> Primer sequence for amplification of Chromosome 17

<400> 21

agctcccttg ggctcaggcc acggcagggga

30

【書類名】 図面
【図 1】





a

1) HCC131 TTCACCA¹⁸²⁶GACCATGCAACTTTTTC/**ATCTGCCCGTCTCGGCTCCCAAAG**
【図 2】

2) HCC143 GTAGGAGGCTGTAGGCATAAAT/**GTCCTATCTTCTCACTGTCCAG**

3) HCC146 GTAGGCATAAATTGGTCTGTTCACC/**TTTTTTTTTTTATTTTTGAG**
¹⁸⁰⁷

4) HCC002 AGTTGGGGAGGAGATTAGGTTAAA/**GAGTCTCACTTTGTCCAGGCTGGAG**
¹⁷⁶²


b

MLL4 gene (AD000671)


エクソン3 15295...17315
イントロン3 **17316...**17869 (Alu) リピート 17521...17812)
エクソン4 17870...17983

17221 tagaggagaa gatgttcagc dxtcaaga gagccaaagt qagctattc aagatcagtc
17281 agcagcagca qcagaaggtq qcagdtcca tycgggtgag tgtggtcct gggcccagcg
17341 gcacaccag ccattccagc tccattctt gaacccccct aacctccgc ctcttggac
17401 actttccagc atgcgggga accctcagaa cctgccttc tgtgatccc cacttcctt
17461 tgttctccc cagactggc cttctctgt gctagtccc tgcctatc ttcc³ttttt
17521 tttttttt attttgaga cc⁴ gagtctca cttytccag gctggagtc agtggcgtga
17581 tctoggctca ctgcagcctt tgcctccgg gttaagaga ttctctgcc tcagtctctc
17641 gagtagctgg gactacaggt gccatcac acccctggct aattttgta ttttagtag
17701 agacaggggt taaccacatt ggtaggctg gcttgaact cctgacctcg tg¹ atctgcc
17761 gtctcggcct cccaaagtgc tgggattaca ggcacagcc accacacca gctccct²gtc
17821 cctatcttc ctactgtcc agccctgac cctgtttt ccttgccagc tgaqccctgg
17881 agggcagatq qaggaqgtq ccggggdgt caagcagatc tooacagag gccdtctcg
17941 ctdtaaqat qagtcqgtq aagdaaq agacggccc tcagtatga toggaggag


【図 3】



【図 4】



【図 5】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 腫瘍の疑いのある肝臓組織における M L L 4 遺伝子への H B V - D N A の組み位置及び 1 7 番染色体と 1 9 番染色体との間の転座を特定し、それにより組織の腫瘍性を効果的に検出できる方法及びそれに用いるキットを提供する。

【解決手段】 ヒト検体から単離された腫瘍の疑いのある肝臓組織から、組織の腫瘍性を示唆する M L L 4 遺伝子への H B V - D N A の組みを検出する方法。代表的には、M L L 4 遺伝子のイントロン 3 を含む領域に特異的なプライマーと H B V の X 遺伝子領域に特異的なプライマーとを用いて P C R を行うことにより、この組みを検出できる。

【選択図】 なし

特願 2 0 0 4 - 0 6 3 0 4 6

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 2 0 6 9 5 6]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 7 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都千代田区神田司町 2 丁目 9 番地

氏 名

大塚製薬株式会社